


TENEMOS TODO LO QUE NECESITAS

IMPLANTOLOGÍA · REGENERACIÓN · SOLUCIONES DIGITALES



La compañía pertenece a **Envista Holdings Corporation**, un Grupo Empresarial que gestiona más de 30 marcas del sector dental en todo el mundo.



Somos Alpha-Bio Iberia.

Llevamos años trabajando para conocer tus necesidades y estamos comprometidos con la búsqueda de nuevas soluciones adaptadas a tu día a día, para ayudarte a alcanzar el éxito en cada uno de tus casos.

Ponemos a tu disposición **todo el material y el equipamiento** que necesitas para tu práctica clínica. Desde implantes dentales, hasta las soluciones protésicas más avanzadas, pasando por el mejor equipamiento para garantizar la optimización de los flujos digitales en tu negocio. Además, ponemos a tu disposición nuestra línea de formación a través de nuestra **Alpha-Bio Academy**.

Queremos ser tu **partner de confianza**, apoyándote en cada paso para garantizar el éxito de tu clínica.

ÍNDICE



IMPLANTOLOGÍA 2

Implantes dentales.....	2
Cirugía guiada (Gstk).....	3
ConiPro Complete.....	4
Alpha Arch.....	5



REGENERACIÓN 6

Xenoinjerto.....	6
Sistemas de fijación.....	7
Rascador óseo.....	7



SOLUCIONES DIGITALES 8

ioConnect.....	8
Escáneres intraorales.....	10
Impresión 3D.....	11



EQUIPAMIENTO.....12

Fresadora CAD/CAM.....	12
Monitorizador de osteointegración.....	12
Piezoeléctricos.....	13
Micromotores.....	13



ESTÉTICA PERIORAL 14



ALPHA-BIO ACADEMY 15



IMPLANTES DENTALES

Alpha-Bio Iberia te presenta su sistema de implantes dentales. En el desarrollo de su diseño se han priorizado la **simplicidad**, la **calidad** y la **versatilidad**. Los implantes Alpha-Bio Iberia son aptos para todos los casos clínicos, tanto simples como complejos.



Catálogo Alpha-Bio TEC
DESCÁRGALO AQUÍ



MULTINEO

CONEXIÓN CS · CHC · HI

TIPO DE HUESO II, III, IV

BENEFICIOS CLÍNICOS

- Óptima estabilidad primaria.
- Alta preservación del hueso.
- Las microespiras aumentan un 20% la superficie BIC
- Reduce la presión del área cortical.
- Cuerpo similar al osteótomo.
- Eficiente capacidad de corte



MULTINEO NINA

CONEXIÓN CS · CHC

TIPO DE HUESO II, III, IV

BENEFICIOS CLÍNICOS

- Óptima estabilidad primaria.
- Alta preservación del hueso.
- Las microespiras aumentan un 20% la superficie BIC
- Aumento de la adhesión al hueso
- Incremento del BIC
- Acelera el proceso de cicatrización



DFI

CONEXIÓN CS

TIPO DE HUESO I, II, III

BENEFICIOS CLÍNICOS

- De fácil estabilización y control durante la colocación.
- Estabilidad a largo plazo
- De amplia superficie



NICE

CONEXIÓN CHC

TIPO DE HUESO I, II, III, IV

BENEFICIOS CLÍNICOS

- Distribución mejorada del estrés y la fatiga del implante.
- Respalda un amplio rango de indicaciones clínicas
- Penetración controlada en el hueso



ICE

CONEXIÓN HI

TIPO DE HUESO I, II, III, IV

BENEFICIOS CLÍNICOS

- Distribución mejorada del estrés y la fatiga del implante.
- Respalda un amplio rango de indicaciones clínicas
- Penetración controlada en el hueso



SPIRAL

CONEXIÓN HI

TIPO DE HUESO III, IV

BENEFICIOS CLÍNICOS

- Alta condensación del hueso.
- Alta estabilidad inicial.
- Autorroscante.
- Redirección del implante durante la colocación.
- Penetración en pequeño diámetros

KIT DE CIRUGÍA GUIADA (GSTK)

TE GUIAMOS HACIA EL ÉXITO CLÍNICO

Todo lo que necesitas para realizar **procedimientos de cirugía guiada precisos y predecibles**, utilizando un kit completo, autoclavable y codificado por colores.



●
PREPARACIÓN
DEL SITIO

●
OSTEOTOMÍA

●
COLOCACIÓN DEL
IMPLANTE

●
HERRAMIENTAS Y
ACCESORIOS

ESTO TE
INTERESA

Te ayudamos a planificar tu Cirugía Guiada

En colaboración con D3D, ponemos a tu disposición un **servicio especializado en planificación digital, diseño e impresión 3D de guías quirúrgicas**.

- Precisión y previsibilidad en cada caso.
- Acompañamiento experto durante todo el flujo de trabajo.
- Mayor seguridad para el profesional y el paciente.

Si quieres saber más
DESCÁRGALA + INFO AQUÍ




AlphaBio
Iberia

D3D
Imágenes dental / Impresión 3D



conipro[®] complete



Catálogo ConiPro Complete

DESCÁRGALO AQUÍ



CONEXIÓN CÓNICA DE PRINCIPIO A FIN PARA RESULTADOS PREDECIBLES Y ESTÉTICOS

ConiPro Complete es una de las soluciones protésicas más avanzadas del mercado.

ConiPro es una filosofía de trabajo basada en una solución protésica premium para los implantes Alpha-Bio de conexión cónica, que proporciona una alta predictibilidad del tratamiento y estética en los resultados clínicos a largo plazo.

Esta Nueva Línea incorpora 3 novedades que conforman la filosofía de trabajo "más tejido, menos titanio":

1) Conexión cónica CS, que optimiza el sellado implante-pilar; 2) Perfil de Emergencia súper-cóncavo, que facilita la conformación de los tejidos blandos y 3) Aditamentos versátiles, que ofrecen una amplia gama de alturas gingivales para diversas necesidades clínicas.

Esto se traduce en una serie de beneficios clave para el paciente, como evitar la filtración bacteriana y la pérdida ósea marginal garantizando la preservación de los tejidos duros y blandos alrededor del implante. Además de garantizar unos resultados estéticos elevados y duraderos que se ajustan a las necesidades de cada paciente.

ALPHA™ ARCH

¡NUEVO!

UNENDO ESTABILIDAD, ESTÉTICA Y CONFIANZA

Alpha Arch es una solución integral para **restauraciones de arcadas totales y parciales**, que potencia la estabilidad, la estética y la confianza clínica. Representa una filosofía clínica que integra biomecánica, excelencia estética, eficiencia en el flujo de trabajo y previsibilidad a largo plazo.



BENEFICIOS CLÍNICOS



Flexibilidad y versatilidad protésica



Estética mejorada y predecible



Flujo de trabajo simplificado y eficiente



Mayor estabilidad tisular

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA



PILARES MULTI-UNIT



PILARES DE CICATRIZACIÓN



PILARES TEMPORALES



SCAN BODIES



COPINGS ADHESIVO



TRANSFERS DE CUBIERTA ABIERTA



PILAR CALCINABLE



TRANSFERS DE CUBETA CERRADA



TORNILLO DINÁMICO

XENOINJERTO

El xenoinjerto es un material de origen animal utilizado en odontología para **regenerar o reconstruir tejidos óseos** en diferentes procedimientos. Promueven la formación de nuevo hueso en áreas donde se ha perdido estructura ósea, proporcionando una base sólida para futuros implantes.

Precios Regeneración 2025

DESCÁRGALOS AQUÍ



SUSTITUTOS ÓSEOS



MATRIXOSS™

ORIGEN: PORCINO

PRESENTACIÓN: VIAL O JERINGA

CARACTERÍSTICAS

- Estructura de micro y macro poros, que facilita la adhesión celular.
- Alta porosidad que favorece la formación de nuevos capilares sanguíneos, favoreciendo la formación de nuevo hueso.

INDICACIONES

- Elevaciones de seno
- Defectos periodontales infraóseos

MEMBRANAS REABSORBIBLES



MATRIXFLEX™

GROSOR 0.5 mm

TIEMPO DE REABSORCIÓN 3-4 MESES

CARACTERÍSTICAS

- Membrana de colágeno altamente purificado de origen porcino.
- Rápida reabsorción.
- Elasticidad moderada.

INDICACIONES

- Técnica de la salchicha.
- Defectos de morfología irregular.
- Regeneración en anchura.

MATRIXDERM™ EXT.

GROSOR 0.5-0.7 mm

TIEMPO DE REABSORCIÓN 9-12 MESES

CARACTERÍSTICAS

- Membrana de colágeno derivada de dermis porcina.
- Reabsorción lenta

INDICACIONES

- Cirugías que requieran una membrana más firme y de mayor tiempo de reabsorción.

SISTEMAS DE FIJACIÓN

CHINCHETAS Y COMPLEMENTOS



CHINCHETAS

BASE 2,5 mm · LONGITUD DEL VÁSTAGO 3 mm · NO ESTÉRIL · HUESO II, III, IV

BASE 2,5 mm · LONGITUD DEL VÁSTAGO 3 mm · ESTÉRIL · HUESO I

BASE 2,5 mm · LONGITUD DEL VÁSTAGO 4 mm · ESTÉRIL · HUESO I

CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas en Ti Gr5.
- Fáciles de manejar en la colocación.
- Compatibles con la mayoría de los sistemas.
- Respuesta firme y duradera sobre el material fijado.

COMPLEMENTOS

APLICADOR

- Mango anatómico y ligero.
- Fabricado en aleación aeronáutica de aluminio y zinc.
- Punta desmontable de acero inoxidable.



PORTACHINCHETAS

- Fabricadas en acero inoxidable.
- Capacidad para 14 chinchetas.



MARTILLO

- Diseño ergonómico, ligero y resistente.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Ranura en el mango que favorece el agarre.




RASCADOR ÓSEO

SAFESCRAPER TWIST

SAFESCRAPER TWIST

- Recolector óseo de hueso cortical autólogo, ideal para todo tipo de defectos.
- Mínimamente invasivo.
- El hueso extraído puede almacenarse temporalmente en condiciones asépticas.
- Permite hacer recolecciones grandes y pequeñas.
- Cada tubo contiene 3 unidades envasados individualmente.



CONVIERTE TU ESCÁNER EN UN SISTEMA DE FOTOGRAMETRÍA



MÁS PRECISIÓN, MENOS ESFUERZO

Consigue con nuestro Kit de TruAbutment la **pasividad en tus escaneos de arca-**
das completas.



SISTEMA ABIERTO

- Compatible con cualquier software dental CAD para la importación y el diseño de datos.



ÁREA DE ESCANEO MINIMIZADA

- Concéntrate **solo en escanear el área azul** para reducir errores. Acceso más fácil y menor tiempo de escaneo.



DETECCIÓN MUA SIN ESFUERZO CON TU IOS

- Convierte **escáner intraoral (IOS)** para lograr el mismo flujo de trabajo que un sistema de fotogrametría.



MÚLTIPLES OPCIONES


- Disponibles **múltiples tamaños (S, M, L)** para elegir según la posición del implante y la anatomía de cada paciente.

¿POR QUÉ ioConnect™?




Workflow arcada completa
DESCÁRGALO AQUÍ

Un ejemplo perfecto de que **Menos Es Más**



Precisión media de escaneado

~27µm




Los Scan Bodies ioConnect™ están diseñados específicamente para **minimizar el escaneado necesario en los casos de arcada completa.**


Los errores de unión (stitching errors) son una de las principales fuentes de imprecisión, por lo que limitar el escaneo al área recomendada (los hexágonos) ayuda a conseguir una **mayor precisión con menos datos.**

El diagrama superior muestra cómo varían las discrepancias de escaneado entre un escaneado convencional de arcada completa y el escaneado optimizado de área reducida con los cuerpos de escaneo ioConnect™.

UNA SOLUCIÓN PARA SUPERAR LAS LIMITACIONES



Escanea



**Procesa datos
(software)**



Exporta datos .STL





ESCÁNERES INTRAORALES

3shape 

MEJOR PARA ELLOS. MEJOR PARA TI

Embárcate en el mundo de la odontología digital de la mano de 3Shape TRIOS® y descubre todas sus ventajas. 3Shape te ofrece una forma **más rápida, más cómoda y más sencilla** de realizar impresiones.

NUEVO TRIOS 6 | TECNOLOGÍA DE ESCANEADO REVOLUCIONARIA



- Calidad de escaneo TRIOS redefinida y tecnología hiperspectral avanzada.
- Revisión de diagnósticos con el nuevo DxPlus, asistido por IA que ofrece resultados objetivos y coherentes para caries, desgaste dental, recesión gingival y placa.
- Comunicación con el paciente redefinida con la nueva aplicación DENTAL HEALTH

TRIOS 3 WIRED



HAY UNA RAZÓN POR LA QUE TE ENCANTA

- Impresiones precisas de escaneo y envío.
- Colores realistas.
- 3 "Engagement Apps" incluidas.
- Soporte mejorado más ligero, más pequeño y con menos cables.
- Compatible con Invisalign

TRIOS 5 WIRELESS



HIGIÉNICO, ERGONÓMICO. MENOS ESFUERZO

- Más pequeño, más ligero. Se adapta perfectamente a la mano.
- Nueva tecnología ScanAssist (perfectos resultados de escaneo)
- Trios Share, mejora la conectividad

TRIOS CORE WIRED



PRECISO. RÁPIDO. FÁCIL. ¡COMO SIEMPRE!

- Basado en IA
- Precisión y velocidad de escaneo extraordinaria
- Pensado para flujos de trabajo de envío al laboratorio



Catálogo 3Shape
DESCÁRGALO AQUÍ

MEDIT

MEDIT I700: ESCANEADO ERGONÓMICO Y LIGERO

- **Diseño Ergonómico y ligero**, ¡solo 245g!
- **Escaneado rápido y preciso** manteniendo la precisión de los datos.
- **Tecnología de iluminación** que mejora la calidad de las capturas y se adapta a diferentes condiciones de luz.
- **Compatibilidad y conectividad** con diferentes software y equipos
- **Facilidad de uso y manejo**



Catálogo Medit i700
DESCÁRGALO AQUÍ

DISPONIBLE TAMBIÉN MEDIT I900









IMPRESIÓN 3D



ODONTOLOGÍA DIGITAL DE VANGUARDIA

El **ecosistema completo de SprintRay** incluye diseño con IA, impresiones de gran precisión y posprocesamientos sencillos, para que puedas pasar **del escaneado a la impresión en menos de una hora**, todo ello con una formación mínima.



IMPRESIÓN 3D			VER +
	SPRINTRAY PRO 2	Rendimiento y precisión. <ul style="list-style-type: none">• 3 veces más precisa.• Rendimiento multiplicado por 4• Mayor compatibilidad entre deferentes flujos de trabajo	 
	MIDAS	Las restauraciones nunca han sido tan sencillas y simples. <ul style="list-style-type: none">• Imprime restauraciones completas en pocos minutos.• Con el software AI Studio, genera diseños mediante IA.• Sus cápsulas permiten trabajar con resinas de alta densidad.	 
CURADO			VER +
	NANOCURE	Eleva las impresiones a un nuevo nivel de excelencia mecánica y estética. <ul style="list-style-type: none">• Combinación de velocidad, potencia y química.• Acelera el flujo de trabajo.• Formato compacto	 
LAVADO Y SECADO			VER +
	PROWASH S	Más limpio, más rápido. <ul style="list-style-type: none">• Lavado en 2 fases• Secado completo de las piezas impresas en solo 9 minutos	 

MATERIALES DE IMPRESIÓN

Te presentamos nuestra **selección de resinas para impresión dental 3D** desarrolladas y probadas para obtener resultados de alta calidad y sacar el máximo partido a las impresoras SprintRay. Disponemos de una gran selección de materiales biocompatibles y de modelos.

 **Listado precios resina**
DESCÁRGALO AQUÍ



¡NUEVO!

RETAINER

ESCANEA. PLANIFICA. IMPRIME.

Tus retenedores
en menos de una hora

SURGICAL GUIDE 3	Guías quirúrgicas
DIE AND MODEL 2 TAN	Modelos dentales
DIE AND MODEL 2 GREY	Modelos para alineadores
NIGHT GUARD FLEX	Férulas de descarga flexible
GINGIVA MASK	Modelos de encía
TEMP.CROWN & TEETH	Prótesis de prueba

CROWN	Coronas, inlays, onlays y carillas
CERAMIC CROWN	Coronas definitivas
ONX TOUGH 2	Prótesis híbridas fijas
CERAMIC CROWN CAP.	Restauraciones definitivas Midas
VARSEOSMILE CROWN PLUS	Carillas y coronas definitivas
VARSEOSMILE TEMP	Coronas, puentes, inlays onlays y veneers temp.
KEYMASK	Encías para modelos
KEYSPLINT SOFT™	Férulas de descarga flexibles
KEYSPLINT HARD™	Férulas de descarga rígidas
KEYDENTURE TRY-IN	Prótesis de prueba biocompatibles

FRESADORA CAD/CAM

CORITEC 150I SERIES

Presentamos una fresadora compacta, ideal para laboratorios pequeños y clínicas. **Procesa discos y bloques con precisión**, permitiendo crear pilares, férulas y rectificar bloques CAD/CAM. Compatible con Bihopp® Elegance, ofrece versatilidad en diversas aplicaciones dentales.



PMMA	glass ceramics	Standard holder	1-fold universal adapter	Full Dentures	Crown, bridge	Inlay, Onlay, Veneer	Hybrid Abutment	Splint
Zr	COMPOSITE							
PEEK	SINT	C Clamp	Block / PreMilled Abutment	manual clamping system	Full Denture	Model	Drilling template	Model casting
WAX	PreFab-Abutments							
CoCr	Ti				Bridge	Telescopic technology	Abutment	Hybrid machining



Catálogo Coritec 150i
DESCÁRGALO AQUÍ

NSK



MONITORIZADOR DE OSTEointegración

OSSEO 100

Osseo 100 mide la osteointegración y estabilidad del implante, ayudando a los profesionales a determinar el momento óptimo para la fase protésica. Con más de 800 estudios respaldando su tecnología RFA, ofrece seguridad basada en evidencia científica para mejores resultados clínicos.

MICROMOTORES

Disponemos de sistemas de micromotores compactos y ligeros, con tecnología de calibración avanzada, en colaboración con marcas de prestigio como NKS y W&H Ibérica.



SURGIC PRO 2 (CON LUZ)



OPERABILIDAD-SEGURIDAD-CONECTIVIDAD

- Potencia hasta 80 Ncm.
- Experiencia de trabajo más efectiva, segura y cómoda.
- Display sensible y seguro.
- Luz LED de color de alta resolución: mayor visibilidad.
- Silencioso y suave.
- Máxima precisión de torque.
- Conexión inalámbrica con múltiples dispositivos.
- Ligero pedal de control inalámbrico.



IMPLANTMED CLASSIC SI-923



ERGONÓMICO-SENCILLO-POTENTE

- Fácil de manejar.
- Torque de 5,5 Ncm.
- Amplio rango de revoluciones: de 300 a 40.000 rpm en el micromotor.
- Limitación exacta del torque: de 5 a 70 Ncm.
- Función de mecanizado para realizar roscas en el hueso.
- Micromotor con cable, termodesinfectable y esterilizable.

PIEZOELÉCTRICOS

Conoce nuestros piezoeléctricos ultrasónicos con potentes sistemas LED, diseñados para aplicaciones como cirugía ósea, elevación de seno, cirugía periodontal y endodóntica. Estos equipos ofrecen precisión y eficiencia, asegurando procedimientos quirúrgicos seguros y efectivos.



VARIOSURG 3



UN ULTRASONIDO DE RENDIMIENTO EXCEPCIONAL

- Pieza de mano más ligera
- 3 modos: cirugía, endodoncia y periodoncia.
- 9 programas: cirugía (x5), endodoncia (x2) y periodoncia (x2).
- Luz led regulable.
- Función de retroalimentación.
- Función de puesta a punto automática.



PIEZOMED CLASSIC



MÁXIMA POTENCIA, MÍNIMA INVASIÓN

- Reconocimiento automático del inserto.
- 3 programas individualizados.
- Función Boost: permite incrementar la potencia un 20% durante un corto periodo de tiempo.
- Iluminación perfecta, gracias a su anillo LED.
- Refrigeración eficaz, el spray sale muy cerca de la zona de trabajo del inserto.
- Pieza de mano con módulo de LED y cable, termodesinfectable y esterilizable.

Ofertas NSK hasta 31/12/2025

DESCÁRGALAS AQUÍ



Ofertas W&H hasta 31/12/2025

DESCÁRGALAS AQUÍ

¡NUEVO CATÁLOGO!

DESCÁRGALO AQUÍ



SOLICITA
+ INFO
AQUÍ

Estética Perioral

Soluciones innovadoras que llegan a tu clínica para quedarse y transformar la experiencia de tus pacientes.

En el sector odontológico son cada vez más los pacientes que demandan tratamientos que no solo mejoren su salud oral, sino que también contribuyan a una mejor apariencia facial. Para poder ampliar la práctica en las clínicas dentales y cubrir dicha demanda, M10 ofrece una selección exclusiva de productos de estética facial adaptados específicamente para el tercio inferior del rostro, área en la que los odontólogos pueden trabajar con eficacia y seguridad: ácido hialurónico, hilos tensores, mascarillas... A través de nuestra alianza con marcas reconocidas, proporcionamos productos de vanguardia que **permiten a los profesionales del sector alcanzar resultados excepcionales y satisfacer las necesidades estéticas de sus pacientes.**



APOSTAMOS POR LA CIENCIA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN

Descubre la experiencia de aprender con nosotros



En Alpha-Bio Iberia tenemos un claro compromiso con la tecnología y la ciencia. Sabemos que ambos campos son esenciales para el avance de la odontología, y ofrecemos a profesionales del sector como tú, la oportunidad de capacitarse para poder aplicar en la práctica diaria en clínica las técnicas más vanguardistas, con los productos más innovadores del mercado.

Para ello, cada año, organizamos y colaboramos con cursos formativos respaldados por los mejores expertos e instituciones del sector. Cada una de nuestras formaciones es una oportunidad para actualizar tus conocimientos y dominar las últimas técnicas con la confianza y la garantía de poder aplicarlas cada día en tu clínica, mejorando la calidad y el servicio que ofreces a tus pacientes.

**¡Dale un impulso a tu carrera
y descubre la experiencia de aprender con nosotros!**



Oferta Formativa

CONSÚLTALA AQUÍ



Para realizar tu pedido, contacta con nosotros en nuestro **teléfono de atención al cliente 605 834 660** o directamente con tu delegado de zona

contacto@alphabio-iberia.com | alphabio-iberia.com

Envío gratuito 24 horas dentro de la Península en pedidos superiores a 120€. Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, a consultar. Posibilidad de entrega en menos de 24 horas sujeta a suplemento. En pedidos inferiores, el coste del envío es de 8€ + IVA. Medical 10 S.L. solo garantiza el resultado de los procesos, siempre que realicen exclusivamente con los productos que Alpha-Bio Iberia comercializa.