


Beyond Digital



MULTIneo
CONEXIÓN CÓNICA
CS/CHC



Presencia en más de
30 países

+35 años

Beyond

Digital




3Shape

Escáner Intraoral




T-Marker

Fotogrametría



ioConnect

Arcadas completas
digitalmente con pasividad




**Especialistas
en carga
inmediata
y cirugía
guiada**



ConiPro

Filosofía de trabajo:
+tejido -titanio



Alpha Arch

Zonas estéticas y crestas
estrechas **Ø4,8 y Ø3,5 mm**



Servicios



Planificación guiada



Diseño

Formación



**Equipo que acompaña
en las formaciones**

a clínicos, higienistas y asesores de clínica

Formación/capac

Global Congres

16-17 c

**Equipo de expertos
a vuestra disposición**



Digital



Uno de los grupos dentales
más importantes
a nivel mundial

Visión global

Cirugía Guiada

Planificación y ejecución
precisas para mejorar
los resultados clínicos



SprintRay Impresión 3D

Coronas y puentes
Carga inmediata



Regeneración Ósea Guiada

Biomateriales

Chinchetas y Microtornillos de Fijación



**Escojas el camino
que escojas,
todos te llevan a**

AlphaBio
Iberia

digital

**Prótesis Provisional
de Carga Inmediata**

Formación Internacional

Septiembre 2026 | Roma, Italia
15 de octubre

Mentorías

Formación práctica
personalizada

**Transformación
digital de la
clínica**



Contenido

FILOSOFÍA BEYOND DIGITAL	2
INDICE	4
BIENVENIDOS	5
SOLUCIONES IMPLANTOLÓGICAS	6
• Conexiones de Implantes	6
• Tratamiento de Implante	6
• MultiNeO CS-CHC	7
• Fresas escalonadas	9
• Secuencia de fresado escalonada MultiNeO	9
INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO	10
• Kit de Cirugía guiada (Gstk)	10
• Minikit Quirúrgico	11
• Packaging de implantes avanzado	11
• Kit de topes & topes	12
SOLUCIONES PROTÉSICAS	13
• CONIPRO COMPLETE	13
• Pilares de cicatrización CS / CHC	14
• Toma de impresión CS / CHC	15
• Pilares provisionales CS / CHC	16
• Ti-Bases Unitarias Anguladas CS / CHC	17
• Ti-Base recta sobre CS / CHC	18
• Pilares para cementar CS / CHC	19
• Pilares para sobredentadura CS / CHC	20
• Análogos y tornillo definitivo CS / CHC	21
• Nuevo Sistema Multi-Unit: Alpha Arch	22
• Pilares rectos Multi-Unit estándar Ø 4.8 mm	24
• Pilares angulados Multi-Unit estándar Ø 4.8 mm	24
• Componentes protésicos Multi-Unit Ø 4.8 mm	24
• Pilares rectos Multi-Unit estrechos Ø 3.5 mm	25
• Componentes protésicos Multi-Unit Ø 3.5mm	25
• Flujo de trabajo Alpha-Arch	26

Bienvenidos a Alpha-Bio Iberia: Excelencia, Cercanía y Visión Digital

En **Alpha-Bio Iberia**, ofrecemos lo mejor de dos mundos: **la solidez de una marca global** con más de 35 años de experiencia integrada en el grupo Envista —líder mundial del sector— y **la agilidad de una estructura cercana**, con operaciones directas en España y Portugal y un servicio post-venta comprometido con el día a día de tu clínica.

UNA SOLUCIÓN 360°

Nuestra trayectoria se basa en la confianza y el rendimiento. Por ello, ponemos a tu disposición un **Portfolio 360°** que abarca desde implantes de última generación con garantía de por vida, hasta soluciones protésicas avanzadas y biomateriales. Todo ello respaldado por la formación continua de nuestra Alpha-Bio Academy.

EL SALTO A “BEYOND DIGITAL”

Nuestra evolución nos ha llevado a entender la implantología como un sistema íntegramente conectado. Bajo el concepto **Beyond Digital**, impulsamos una **filosofía de trabajo end-to-end** donde la tecnología no es un accesorio, sino el motor de la previsibilidad.

- **Flujo digital completo:** Desde la planificación de cirugía guiada hasta el diseño de prótesis definitivas.
- **Resultados predecibles:** Protocolos orientados a la carga inmediata que garantizan la estética y funcionalidad desde la primera cita.
- **Comunidad de expertos:** Un modelo optimizado por nuestra red internacional de Key Experts para asegurar el éxito en cada tratamiento.

TU PARTNER DE CONFIANZA


Más que un proveedor, queremos ser tu socio estratégico. **Nuestro reto es simplificar la complejidad de la práctica clínica actual**, ofreciendo productos de la más alta calidad y un servicio personalizado para que tú puedas centrarte en lo más importante: la salud y la sonrisa de tus pacientes.

Conexiones de Implantes


CONEXIÓN CÓNICA ESTÁNDAR

CS

Ø 3.75 mm | Ø 4.2 mm | Ø 5 mm



CONEXIÓN
Ø 3.1 MM



HEX
2.5 MM

MultiNeO CS

CONEXIÓN CÓNICA ESTRECHA

CHC

Ø 3.2 mm | Ø 3.5 mm



CONEXIÓN
Ø 2.5 MM



HEX
2.1 MM

MultiNeO CHC


Tratamiento de Implantes

NANOTEC™

La superficie del implante a nivel de micras NanoTec se logra a través de un proceso de modificación mecánica y química de la superficie, que implica chorro de arena y grabado con ácido térmico doble, para la creación de microporos (de tamaño 1-5 micras).


El proceso NanoTec crea una gran superficie, influye en gran medida en el contacto inicial con el hueso huésped y contribuye a:

- Excelente osteointegración
- Alto BIC (Contacto Hueso Implante) a largo plazo
- Aumento de la estabilidad secundaria
- Nivel micro X 3k




Nivel micro X 3k

Nivel Micro



(A) Micro level X 15k


Nano level



(B) Nano Level X 200 with nanostructures

Imágenes SEM: aumento de 15K de una superficie de implante tratada mediante chorro de arena y grabado ácido (A), frente a un aumento de 200K del tratamiento de superficie NiNA (B), que demuestra el crecimiento de estructuras de TiO_2 .

MULTINEO

**Maximiza la inmediatez
CS / CHC****MICRO ROSCAS, FLAUTAS DE CORTE Y CONMUTACIÓN DE PLATAFORMAS**

- Reducción de la presión en la región cortical
- Mejora de la conservación del hueso
- Alta estabilidad inicial

CUERPO LIGERAMENTE CÓNICO, NÚCLEO CÓNICO, ROSCAS VARIABLES CON MICRO ROSCAS

- Alta eficiencia de corte
- Inserción rápida y controlada
- Aumento de la superficie
- Aumento del BIC

VÉRTICE ESTRECHO CON FUNCIÓN DE CENTRADO PATENTADA

- Fácil navegación y penetración
- Capacidad de corte eficiente
- Alta estabilidad primaria


**Alta estabilidad
primaria****BIC aumentado (Contacto
Hueso-Implante)****Reducción de la pérdida
ósea marginal****Proceso integral de restau-
ración para obtener resulta-
dos altamente estéticos**

MULTINEO


Maximiza la inmediatez CS / CHC

Conexión Cónica
Estándar (CS)

Diámetro	Longitud	.Ref. No	Dimensiones				
			A	B	C	D	H
Ø 3.75	mm 8	1938	Ø 3.75	Ø 3.1	Ø 1.8	Ø 3.1	2.5
	mm 10	1930	Ø 3.75	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 3.1	2.5
	mm 11.5	1931	Ø 3.75	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 3.1	2.5
	mm 13	1933	Ø 3.75	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 3.1	2.5
	mm 16	1936	Ø 3.75	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 3.1	2.5
Ø 4.2	mm 8	1948	Ø 4.2	Ø 3.5	Ø 1.8	Ø 3.1	2.5
	mm 10	1940	Ø 4.2	Ø 3.3	Ø 1.8	Ø 3.1	2.5
	mm 11.5	1941	Ø 4.2	Ø 3.3	Ø 1.8	Ø 3.1	2.5
	mm 13	1943	Ø 4.2	Ø 3.3	Ø 1.8	Ø 3.1	2.5
	mm 16	1946	Ø 4.2	Ø 3.3	Ø 1.8	Ø 3.1	2.5
Ø 5.0	mm 8	1958	Ø 5.0	Ø 4.4	Ø 2.6	Ø 3.1	2.5
	mm 10	1950	Ø 5.0	Ø 4.1	Ø 2.3	Ø 3.1	2.5
	mm 11.5	1951	Ø 5.0	Ø 4.1	Ø 2.3	Ø 3.1	2.5
	mm 13	1953	Ø 5.0	Ø 4.1	Ø 2.3	Ø 3.1	2.5

Conexión Cónica
Estrecha (CHC)

Diámetro	Longitud	Ref. No	Dimensiones				
			A	B	C	D	H
Ø 3.2	mm 8	1908	Ø 3.2	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 2.5	2.1
	mm 10	1900	Ø 3.2	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 2.5	2.1
	mm 11.5	1901	Ø 3.2	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 2.5	2.1
	mm 13	1903	Ø 3.2	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 2.5	2.1
	mm 16	1906	Ø 3.2	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 2.5	2.1
Ø 3.5	mm 8	1928	Ø 3.5	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 2.5	2.1
	mm 10	1920	Ø 3.5	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 2.5	2.1
	mm 11.5	1921	Ø 3.5	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 2.5	2.1
	mm 13	1923	Ø 3.5	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 2.5	2.1
	mm 16	1926	Ø 3.5	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 2.5	2.1



Fresas escalonadas



										
	Ø 2.0	Ø 2.0/2.4	Ø 2.4/2.8	Ø 2.8/3.0	Ø 2.8/3.2	Ø 3.2/3.65	Ø 3.65/4.1	Ø 4.1/4.5	Ø 4.5/4.8	Ø 4.8/5.2
Código	BD2.0	BSD2.0-2.4	BSD2.4-2.8	BSD2.8-3.0	BSD2.8-3.2	BSD3.2-3.65	BSD3.65-4.1	BSD4.1-4.5	BSD4.5-4.8	BSD4.8-5.2
Ref. No.	4550	4590	4592	4593	4594	4595	4596	4597	4598	4599

Secuencia de fresado escalonada MultiNeO

Ø 3.2	<table><tr><th>Hueso tipo IV</th><th colspan="3">Hueso tipo II & III</th><th colspan="3">Hueso tipo I</th></tr><tr><td>Ø2.0 </td><td>Ø2.0 </td><td colspan="2">Ø2.4/Ø2.8 </td><td>Ø2.0 </td><td>Ø2.4/Ø2.8 </td><td>Ø2.8/Ø3.0 </td></tr></table>	Hueso tipo IV	Hueso tipo II & III			Hueso tipo I			Ø2.0 	Ø2.0 	Ø2.4/Ø2.8 		Ø2.0 	Ø2.4/Ø2.8 	Ø2.8/Ø3.0 			
Hueso tipo IV	Hueso tipo II & III			Hueso tipo I														
Ø2.0 	Ø2.0 	Ø2.4/Ø2.8 		Ø2.0 	Ø2.4/Ø2.8 	Ø2.8/Ø3.0 												
Ø 3.5	<table><tr><th>Hueso tipo IV</th><th colspan="3">Hueso tipo II & III</th><th colspan="3">Hueso tipo I</th></tr><tr><td>Ø2.0 </td><td>Ø2.0/Ø2.4 </td><td>Ø2.0 </td><td>Ø2.4/Ø2.8 </td><td>Ø2.8/Ø3.0 </td><td>Ø2.0 </td><td>Ø2.4/Ø2.8 </td><td>Ø2.8/Ø3.2 </td></tr></table>	Hueso tipo IV	Hueso tipo II & III			Hueso tipo I			Ø2.0 	Ø2.0/Ø2.4 	Ø2.0 	Ø2.4/Ø2.8 	Ø2.8/Ø3.0 	Ø2.0 	Ø2.4/Ø2.8 	Ø2.8/Ø3.2 		
Hueso tipo IV	Hueso tipo II & III			Hueso tipo I														
Ø2.0 	Ø2.0/Ø2.4 	Ø2.0 	Ø2.4/Ø2.8 	Ø2.8/Ø3.0 	Ø2.0 	Ø2.4/Ø2.8 	Ø2.8/Ø3.2 											
Ø 3.75	<table><tr><th>Hueso tipo IV</th><th colspan="3">Hueso tipo II & III</th><th colspan="3">Hueso tipo I</th></tr><tr><td>Ø2.0 </td><td>Ø2.4/Ø2.8 </td><td>Ø2.0 </td><td>Ø2.4/Ø2.8 </td><td>Ø2.8/Ø3.2 </td><td>Ø2.0 </td><td>Ø2.4/Ø2.8 </td><td>Ø2.8/Ø3.2 </td><td>Ø3.2/Ø3.65 Cortical* </td></tr></table>	Hueso tipo IV	Hueso tipo II & III			Hueso tipo I			Ø2.0 	Ø2.4/Ø2.8 	Ø2.0 	Ø2.4/Ø2.8 	Ø2.8/Ø3.2 	Ø2.0 	Ø2.4/Ø2.8 	Ø2.8/Ø3.2 	Ø3.2/Ø3.65 Cortical* 	
Hueso tipo IV	Hueso tipo II & III			Hueso tipo I														
Ø2.0 	Ø2.4/Ø2.8 	Ø2.0 	Ø2.4/Ø2.8 	Ø2.8/Ø3.2 	Ø2.0 	Ø2.4/Ø2.8 	Ø2.8/Ø3.2 	Ø3.2/Ø3.65 Cortical* 										
Ø 4.2	<table><tr><th>Hueso tipo IV</th><th colspan="3">Hueso tipo II & III</th><th colspan="3">Hueso tipo I</th></tr><tr><td>Ø2.0 </td><td>Ø2.4/Ø2.8 </td><td>Ø2.8/Ø3.2 </td><td>Ø2.0 </td><td>Ø2.4/Ø2.8 </td><td>Ø3.2/Ø3.65 </td><td>Ø3.65/Ø4.1 Cortical* </td></tr></table>	Hueso tipo IV	Hueso tipo II & III			Hueso tipo I			Ø2.0 	Ø2.4/Ø2.8 	Ø2.8/Ø3.2 	Ø2.0 	Ø2.4/Ø2.8 	Ø3.2/Ø3.65 	Ø3.65/Ø4.1 Cortical* 			
Hueso tipo IV	Hueso tipo II & III			Hueso tipo I														
Ø2.0 	Ø2.4/Ø2.8 	Ø2.8/Ø3.2 	Ø2.0 	Ø2.4/Ø2.8 	Ø3.2/Ø3.65 	Ø3.65/Ø4.1 Cortical* 												
Ø 5.0	<table><tr><th>Hueso tipo IV</th><th colspan="3">Hueso tipo II & III</th><th colspan="3">Hueso tipo I</th></tr><tr><td>Ø2.0 </td><td>Ø2.4 / Ø2.8 </td><td>Ø3.2 / Ø3.65 </td><td>Ø2.0 </td><td>Ø2.4 / Ø2.8 </td><td>Ø3.2 / Ø3.65 </td><td>Ø3.65 / Ø4.1 </td><td>Ø4.1 / Ø4.5 </td><td>Ø4.5 / Ø4.8 Cortical* </td></tr></table>	Hueso tipo IV	Hueso tipo II & III			Hueso tipo I			Ø2.0 	Ø2.4 / Ø2.8 	Ø3.2 / Ø3.65 	Ø2.0 	Ø2.4 / Ø2.8 	Ø3.2 / Ø3.65 	Ø3.65 / Ø4.1 	Ø4.1 / Ø4.5 	Ø4.5 / Ø4.8 Cortical* 	
Hueso tipo IV	Hueso tipo II & III			Hueso tipo I														
Ø2.0 	Ø2.4 / Ø2.8 	Ø3.2 / Ø3.65 	Ø2.0 	Ø2.4 / Ø2.8 	Ø3.2 / Ø3.65 	Ø3.65 / Ø4.1 	Ø4.1 / Ø4.5 	Ø4.5 / Ø4.8 Cortical* 										

* **Cortical** – Taladro a través de la placa cortical

Kit de Cirugía guiada (Gstk)

TE GUIAMOS HACIA EL ÉXITO CLÍNICO

Todo lo que necesitas para realizar **procedimientos de cirugía guiada precisos y predecibles**, utilizando un kit completo, autoclavable y codificado por colores.



PREPARACIÓN
DEL SITIO

OSTEOTOMÍA

COLOCACIÓN DEL
IMPLANTE

HERRAMIENTAS Y
ACCESORIOS

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

• KIT QUIRÚRGICO GUIADA **REF. NO. 65003** Kit completo para conexiones IH, CS y CHC

ESTO TE
INTERESA

Te ayudamos a planificar tu Cirugía Guiada

En colaboración con D3D, ponemos a tu disposición un **servicio especializado en planificación digital, diseño e impresión 3D de guías quirúrgicas**.


- Precisión y previsibilidad en cada caso.
- Acompañamiento experto durante todo el flujo de trabajo.
- Mayor seguridad para el profesional y el paciente.



+INFO

AlphaBio
Iberia

D3D
Imágenes dental - Impresión 3D



Minikit Quirúrgico

DISEÑO LIGERO Y COMPACTO

- Caja y cubierta frabricadas en Radel*
- Baño de Acero inoxidable
- Dimensiones de la caja: 10cm. x 8.5cm. x 5cm.

Información para pedidos:

REF. KIT 116: Minikit fresas rectas

REF. KIT 115: Minikit fresas escalonadas

REF. KIT 118: Minikit IH + CHC sin bandeja metálica

REF. KIT 119: Minikit CS + CHC sin bandeja metálica



Packaging de implantes avanzado

Diseñado para una máxima comodidad y ergonomía mejorada


DISEÑADO PARA PODER SER ABIERTO CON UNA SOLA MANO




PAQUETE SIN MONTAJE CON DESTORNILLADORES DE AGARRE AVANZADO



SOPORTE CODIFICADO POR COLORES Y ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN



AUTOAPILABLE Y ENTRELAZADO PARA UN ALMACENAMIENTO FÁCIL Y EFICIENTE




1

Rasga el cartón




2

Tira del Tyvek*




3

Retira el soporte interior



4

Abre la tapa con una sola mano



5

Introduce el destornillador y gíralo en el sentido de las agujas del reloj (la carraca se muestra solo para ilustrar)



6

Saca del envas el implante conectado



7

Inserta el implante directamente en su lugar




8

Retira el tornillo de cierre utilizando un destornillador protésico adecuado

Kit de topes & topes

COMPACTO Y ERGONÓMICO

- Topes claramente visibles
- Marcas láser tanto en caja como en topes para una fácil identificación
- Tope fácil de extraer del taladro con las ranuras de extracción
- Esterilizable en autoclave y fácil de limpiar
- Provisto de 20 tapones



REF. 4612

Caja Radel® - Cubierta PPHT


Dimensiones:
13 cm x 9.5 cm x 3 cm

Diámetro Fresa	GRUPO A: Ø 2.0 - Ø 2.4					GRUPO B: Ø 2.8- Ø 3.0				
Profundidad de fresado	L6	L8	L10	L11.5	L13	L6	L8	L10	L11.5	L13
										
Código	DS-A-L6	DS-A-L8	DS-A-L10	DS-A-L11.5	DS-A-L13	DS-B-L6	DS-B-L8	DS-B-L10	DS-B-L11.5	DS-B-L13
Ref. No.	4561	4562	4563	4564	4565	4566	4567	4568	4569	4570

Diámetro Fresa	GRUPO C: Ø 3.2 - Ø 3.65					GRUPO D: Ø 4.1 - Ø 4.5				
Profundidad de fresado	L6	L8	L10	L11.5	L13	L6	L8	L10	L11.5	L13
										
Código	DS-C-L6	DS-C-L8	DS-C-L10	DS-C-L11.5	DS-C-L13	DS-D-L6	DS-D-L8	DS-D-L10	DS-D-L11.5	DS-D-L13
Ref. No.	4573	4574	4575	4576	4577	4578	4579	4580	4581	4582

conipro
complete













+ Tejido - Titanio












CONEXIÓN CÓNICA DE PRINCIPIO A FIN
PARA RESULTADOS PREDECIBLES Y ESTÉTICOS

Pilares de cicatrización CS / CHC



Conexión Cónica
Estándar (CS)


					
Código	HA-D3.5-1.5CS	HA-D3.5-2.5CS	HA-D3.5-3.5CS	HA-D3.5-4.5CS	HA-D3.5-5.5CS
Ref. No.	3931	3932	3933	3934	3935
					
Código	HA-D4.3-1.5CS	HA-D4.3-2.5CS	HA-D4.3-3.5CS	HA-D4.3-4.5CS	HA-D4.3-5.5CS
Ref. No.	3941	3942	3943	3944	3945
					
Código	HA-D5.7-1.5CS	HA-D5.7-2.5CS	HA-D5.7-3.5CS	HA-D5.7-4.5CS	HA-D5.7-5.5CS
Ref. No.	3951	3952	3953	3954	3955

Conexión Cónica
Estrecha (CHC)

					
Código	HA-D2.7-1.5CHC	HA-D2.7-2.5CHC	HA-D2.7-3.5CHC	HA-D2.7-4.5CHC	HA-D2.7-5.5CHC
Ref. No.	3351	3352	3353	3354	3355
					
Código	HA-D3.8-1.5CHC	HA-D3.8-2.5CHC	HA-D3.8-3.5CHC	HA-D3.8-4.5CHC	HA-D3.8-5.5CHC
Ref. No.	3361	3362	3363	3364	3365
					
Código	HA-D4.2-1.5CHC	HA-D4.2-2.5CHC	HA-D4.2-3.5CHC	HA-D4.2-4.5CHC	HA-D4.2-5.5CHC
Ref. No.	3341	3342	3343	3344	3345

Toma de impresión CS / CHC

 Conexión Cónica Estándar (CS)	TRANSFER DE CUBETA CERRADA		TRANSFER DE CUBETA ABIERTA			
						
	Código	NSCTT-CS TLACAP_10	LOTT-R-CS	SOTT-R-CS	LOTT-AR-CS	SOTT-AR-CS
	Ref. No.	3961 3910	3963 ○	3964 ○	3965 ○	3966

 Conexión Cónica Estrecha (CHC)	TRANSFER DE CUBETA CERRADA		TRANSFER DE CUBETA ABIERTA	
				
	Código	NCTT-CHC SOTT-R-CHC	SOTT-AR-CHC	LOTT-AR-CHC
	Ref. No.	3350 ○	3306 ○	3308 ○ 3307 ○

* El tornillo está incluido. La referencia 3350 se suministra con un tapón a presión

SCANBODY DE USO DUAL



CONCLUSIONES CLAVE

- Identificación fácil e intuitiva de la conexión del implante
- La altura extendida de 12 mm permite escanear en casos con alturas de tejido más altas
- Forma trapezoidal para precisión de escaneo mejorada

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Material: Titanio
- Par de apriete recomendado: ajuste manual
- Destornilladores necesarios: destornilladores protésicos hexagonales de 1,25.

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

- Nuevo perfil de emergencia cóncava
- Diseño nuevo y mejorado para facilitar su uso
- Ranura de marcado para una colocación y posicionamiento precisos.





Código	TRZ-CS	TRZ-CHC
Ref. No.	3831	3839
Instrucciones	Para uso en laboratorio y/o intraoral Biocompatible y reutilizable	

Pilares provisionales CS / CHC

Conexión Cónica
Estándar (CS)






30
NCM

ROTATORIOS (NON-ENGAGED)



Código	TA-1.5-R-CS	TA-2.5-R-CS	TA-3.5-R-CS	TA-4.5-R-CS
Ref. No.	3901 ○	3902 ○	3903 ○	3904 ○

UNITARIOS (ENGAGED)






Código	TA-1.5-AR-CS	TA-2.5-AR-CS	TA-3.5-AR-CS	TA-4.5-AR-CS	TA-3N-R-CS
Ref. No.	3911 ○	3912 ○	3913 ○	3914 ○	3915 ○

Conexión Cónica
Estrecha (CHC)





20
NCM

ROTATORIOS (NON-ENGAGED)



Código	TA-1.5-R-CHC	TA-2.5-R-CHC	TA-3.5-R-CHC	TA-4.5-R-CHC
Ref. No.	3301 ○	3302 ○	3303 ○	3304 ○


UNITARIOS (ENGAGED)



Código	TA-1.5-AR-CHC	TA-2.5-AR-CHC	TA-3.5-AR-CHC	TA-4.5-AR-CHC	TA-3N-AR-CHC
Ref. No.	3311 ○	3312 ○	3313 ○	3314 ○	3309 ○


Ti-Bases Unitarias Anguladas CS / CHC

30 NCM




Código	OB4.7-0.75-CS	OB4.7-1.5-CS	OB4.7-2.5-CS	OB4.7-3.5-CS	OB4.7-4.5-CS
Ref. No.	5490	5491	5492	5493	5494

30 NCM




Código	OB8-0.75-CS	OB8-1.5-CS	OB8-2.5-CS	OB8-3.5-CS	OB8-4.5-CS
Ref. No.	5480	5481	5482	5483	5484

20 NCM



Código	OB4.7-0.75-CHC	OB4.7-1.5-CHC	OB4.7-2.5-CHC	OB4.7-3.5-CHC	OB4.7-4.5-CHC
Ref. No.	5530	5531	5532	5533	5534

20 NCM



Código	OB8-0.75-CHC	OB8-1.5-CHC	OB8-2.5-CHC	OB8-3.5-CHC	OB8-4.5-CHC
Ref. No.	5540	5541	5542	5543	5544

Conexión Cónica Estándar (CS)

Conexión Cónica Estrecha (CHC)

Ti-Base recta sobre CS / CHC

Conexión Cónica
Estándar (CS)


TI-BASES						
30 NCM	UNITARIAS (Para restauraciones de un solo diente)			ROTATORIAS (Para restauraciones de barras/puentes)		
Código	TB-0.75-AR-CS	TB-1.5-AR-CS	TB-2.5-AR-CS	TB-0.75-R-CS	TB-1.5-R-CS	TB-2.5-R-CS
Ref. No.	3832	3840	3842	3833	3841	3843
TI-BASES (adecuadas para su uso con el sistema CEREC (bloques L de Sirona), bibliotecas 3Shape y Exocad						
30 NCM	SCAN POST (SIRONA)					
Código	CSTB-CS-SI	SiTB_CS_1.5	SiTB_CS_2.5	SiTB_CS_3.5	CSSP-CS-SI	
Ref. No.	3856	5470	5471	5472	3857	
Instrucciones	Para uso de escaneo y/o restauración					Para escanear solo con el sistema CEREC

Conexión Cónica
Estrecha (CHC)

TI-BASES						
20 NCM	UNITARIAS (Para restauraciones de un solo diente)			ROTATORIAS (Para restauraciones de barras/puentes)		
Código	CCTB-0.75-AR-CHC	CCTB-1.5-AR-CHC	CCTB-2.5-AR-CHC	CCTB-0.75-R-CHC	CCTB-1.5-R-CHC	CCTB-2.5-R-CHC
Ref. No.	5450	5451	5452	5453	5454	5455
TI-BASES (adecuadas para su uso con el sistema CEREC (bloques L de Sirona), bibliotecas 3Shape y Exocad						
20 NCM	SCAN POST (SIRONA)					
Código	CCTB-CHC-SI	SiTB_CHC_1.5	SiTB_CHC_2.5	SiTB_CHC_3.5	CCSP-CHC-SI	
Ref. No.	4982	5467	5468	5469	4985	
Instrucciones	Para uso de escaneo y/o restauración • Utilice tornillo de repuesto Ref. No. 7345 for Ti-Base Ref No. 4982. • Utilice tornillo de repuesto Ref. No. 5463 for Ti-Bases Ref. No. 5467, 5468 & 5469.					Para escanear solo con el sistema CEREC

Pilares para cementar CS / CHC




Conexión Cónica
Estándar (CS)

PILARES RECTOS							
30 NCM							
	Ø 3.85 12 0.55	Ø 4.3 8.75 0.75	Ø 4.3 9.5 1.5	Ø 4.3 10.5 2.5	Ø 4.3 11.5 3.5	Ø 4.3 12.5 4.5	Ø 4.35 10 5.5
Código	TLA-L-CS	TLA-0.75-CS	TLA-1.5-CS	TLA-2.5-CS	TLA-3.5-CS	TLA-4.5-CS	TLASP_CS
Ref. No.	3926	3920	3921	3922	3923	3924	3925


*El transfer de plástico TLASP-CS es adecuado para los siguientes pilares TLA-CS: 3920, 3921, 3922, 3923, and 3924.

PILARES ANGULADOS							
30 NCM							
	Ø 4.3 10.5 1.5 10°	Ø 4.3 11.5 2.5 10°	Ø 4.3 12.5 3.5 10°	Ø 4.3 10.5 1.5 20°	Ø 4.3 11.5 2.5 20°	Ø 4.3 12.5 3.5 20°	
Código	NTLA10-H1.5CS	NTLA10-H2.5CS	NTLA10-H3.5CS	NTLA20-H1.5CS	NTLA20-H2.5CS	NTLA20-H3.5CS	
Ref. No.	3971	3972	3973	3981	3982	3983	

Conexión Cónica
Estrecha (CHC)

PILARES RECTOS							
20 NCM							
	Ø 3.6 13.85 0.75	Ø 3.6 10.7 0.75	Ø 3.6 11.45 1.5	Ø 3.6 12.45 2.5	Ø 3.6 13.45 3.5	Ø 3.6 14.45 4.5	Ø 5 10 5.5
Código	TLA-L-CHC	TLA-0.75-CHC	TLA-1.5-CHC	TLA-2.5-CHC	TLA-3.5-CHC	TLA-4.5-CHC	TLASP_CHC
Ref. No.	3315	3320	3321	3322	3323	3324	3327

*El transfer de plástico TLASP-CHC es adecuado para los siguientes pilares TLA-CHC: 3320, 3321, 2211, 3323, and 3324.

PILARES ANGULADOS							
20 NCM							
	Ø 4.6 12.35 1.5 10°	Ø 4.6 13.35 2.5 10°	Ø 4.6 14.35 3.5 10°	Ø 6.2 12.35 1.5 20°	Ø 6.2 13.35 2.5 20°	Ø 6.2 14.35 3.5 20°	
Código	NTLA10_H1.5-CHC	NTLA10_H2.5-CHC	NTLA10_H3.5-CHC	NTLA20-H1.5-CHC	NTLA20-H2.5-CHC	NTLA20-H3.5-CHC	
Ref. No.	3381	3382	3383	3371	3372	3373	

Pilares para sobredentadura CS / CHC

Conexión Cónica Estándar (CS)


30 NCM



Código	AK-0.75 - CS	AK-1.5 - CS	AK-2.5 - CS	AK-3.5 - CS	AK-4.5 - CS
Ref. No.	3710	3711	3712	3713	3714

Conexión Cónica Estrecha (CHC)

20 NCM



Código	AK0.5-C-CHC	AK1-C-CHC	AK2-C-CHC	AK3-C-CHC	AK4-C-CHC	AK5-C-CHC
Ref. No.	7470	7471	7472	7473	7474	7475


Cada kit de AlphaLoc incluye: Pilar AlphaLoc (de la altura gingival seleccionada), 1 carcasa metálica de acero inoxidable, 4 tapones retentivos, 1 espaciador de bloqueo y 1 tapón de laboratorio.

PAQUETE DE PROCESAMIENTO ALPHALOC			TAPONES RETENTIVOS ALPHALOC		
					
Código	AMPP	AMSTR	AMSTA	AMSOF	AMESO
Ref. No.	4875	4876	4877	4878	4879
Incluye	Carcasa metálica de acero inoxidable, espaciador de bloqueo, tapones retenedores de nailon (violeta, transparente, rosa y amarillo), tapa de laboratorio (negra)				
	Violeta (retención fuerte) Transparente (retención estándar) Rosa (retención suave) Amarillo (retención extra suave)				
	Cada paquete contiene 4 unidades de tapones retenedores del mismo color				

ACCESORIOS ALPHALOC					
TAPÓN DE LABORATORIO (BLACK)	ANILLO ESPACIADOR	COFIA PARA ALPHALOC	ANÁLOGO HEMBRA	HERRAMIENTA DE INSERCIÓN*	HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN *
					
Contenido	4 Uds.	1 Uds.	4 Uds.	4 Uds.	1 Uds.
Código	AML	ABOS	AIC	AFA	AIT
Ref. No.	4882	4883	4884	4885	4886




Análogos y tornillo definitivo CS / CHC


Conexión Cónica Estándar (CS)

ANÁLOGO		TORNILLOS DE TITANIO	
			
Código	IA-CS	STLA-CS	RS
Ref. No.	3459	3510	5110
Instrucciones	Para modelo de escayola	Tornillo de repuesto	Tornillo de recuperación

ANÁLOGO		HERRAMIENTA DE INSERCIÓN
		
Código	AN-PM-CS	APMT_IH_CS
Ref. No.	3838	5459
Instrucciones	Para modelo impreso en 3D	Para modelo impreso en 3D CS/HI/TCT

Conexión Cónica Estrecha (CHC)

ANÁLOGO		PROSTHETIC SCREW CHC	RETRIEVAL SCREW CHC
			
Código	IA-CHC	STLA_CHC_60_DEG	RS-CHC
Ref. No.	7338	5463	7400
Instrucciones	Para modelo de escayola	Tornillo de repuesto	Tornillo de recuperación

ANÁLOGO		HERRAMIENTA DE INSERCIÓN
		
Código	AN-PM-CHC	APMT_CHC
Ref. No.	5458	5460
Instrucciones	Para modelo impreso en 3D	Para modelo impreso en 3d CHC

Nuevo Sistema Multi-Unit

ALPHA™ ARCH

UNIENDO ESTABILIDAD, ESTÉTICA Y CONFIANZA

Alpha Arch es una solución integral para **restauraciones de arcadas totales y parciales**, que potencia la estabilidad, la estética y la confianza clínica. Representa una filosofía clínica que integra biomecánica, excelencia estética, eficiencia en el flujo de trabajo y previsibilidad a largo plazo.



INDICACIONES CLÍNICAS


Puentes implantosoportados totales y parciales

MANEJO MEJORADO Y
FÁCIL INTEGRACIÓN EN EL
FLUJO DE TRABAJO

MANEJO OPTIMIZADO
DE LOS TEJIDOS
BLANDOS

AMPLIA GAMA DE
ALTURAS GINGIVALES
OPCIONES PARA
PERSONALIZACIÓN

FLEXIBILIDAD
QUIRÚRGICA Y
PRESERVACIÓN ÓSEA



CONEXIÓN 4.8 UNIVERSAL

MEJORA BIOMECÁNICA
Y ESTABILIDAD A LARGO
PLAZO

PRECISIÓN Y ESTÉTICA
PROTÉSICA

Nuevo Sistema Multi-Unit

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DEL DISEÑO



BENEFICIOS CLÍNICOS



Flexibilidad y versatilidad protésica



Estética mejorada y predecible



Flujo de trabajo simplificado y eficiente




Mayor estabilidad tisular


DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA



Pilares rectos Multi-Unit estándar Ø 4.8 mm




Pilares angulados Multi-Unit estándar Ø 4.8 mm



Componentes protésicos Multi-Unit Ø 4.8 mm



Pilares rectos Multi-Unit estrechos Ø 3.5 mm



Componentes protésicos Multi-Unit Ø 3.5mm



Flujo de trabajo Alpha-Arch



Altura Gingival	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm	5.5 mm
CS	5701	5702	5703	5704	5705
CHC	5721	5722	5723	5724	5725



Altura Gingival	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm	5.5 mm
CS	5601	5602	5603	5604	5605
CHC	5621	5622	5623	5624	5625




Altura Gingival	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm
CS	5661	5662	5663
CHC	5681	5682	5683



Altura Gingival	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm
CS	5761	5762	5763
CHC	5781	5782	5783

DIGITAL



SCAN BODY TRZ

5640 Ø 3.5 mm

5740 Ø 4.8 mm




PILAR TEMPORAL

5648 Ø 3.5 mm


5748 Ø 4.8 mm

ANÁLOGO DIGITAL PARA USO EN LABORATORIO



5650 Ø 3.5 mm

5750 Ø 4.8 mm



COPING ADHESIVO

5646 Ø 3.5 mm

5746 Ø 4.8 mm

ESCANEADO DE MODELO



5643 Ø 3.5 mm 5647

5743 Ø 4.8 mm 5747

TRANSFER DE IMPRESIÓN



10 Ncm TAPÓN DE CICATRIZACIÓN



5641 Ø 3.5 mm 5642

5741 Ø 4.8 mm 5742



SCAN BODY TRZ



5640 Ø 3.5 mm

5740 Ø 4.8 mm

ANÁLOGO PARA USO EN LABORATORIO



5644 Ø 3.5 mm

5744 Ø 4.8 mm

20 Ncm PILAR CALCINABLE



5649 Ø 3.5 mm

5749 Ø 4.8 mm

20 Ncm MONTAJE DIRECTO PARA RESTAURACIONES CON ESTRUCTURA METÁLICA



5610



TORNILLO DINÁMICO

5609

DESTORNILLADORES Y ACCESORIOS

DESTORNILLADORES PARA MUA RECTOS (Ø4.8 mm & Ø3.5 mm)



DESTORNILLADOR RECTO

5600



DESTORNILLADOR DE RECUPERACIÓN

5700



4055



4052



4165



Llave de TORQUE UNIVERSAL 10-45 Ncm

4572



TORNILLO PROTÉSICO

5610



TORNILLO DINÁMICO

5609

ALPHATM ARCH

UNIENDO ESTABILIDAD,
ESTÉTICA Y CONFIANZA



ESCANEA LOS CÓDIGOS QR PARA:



GUÍA PASO A PASO
ALPHA ARCH



FAQS ALPHA ARCH



LIBRERÍA DIGITAL
PARA SISTEMA CAD/CAM



Para realizar tu pedido, contacta con nosotros en nuestro **teléfono de atención al cliente 605 834 660** o directamente con tu delegado de zona

contacto@alphabio-iberia.com | alphabio-iberia.com

Envío gratuito 24 horas dentro de la Península en pedidos superiores a 120€. Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, a consultar. Posibilidad de entrega en menos de 24 horas sujeta a suplemento. En pedidos inferiores, el coste del envío es de 8€ + IVA. Medical 10 S.L. solo garantiza el resultado de los procesos, siempre que realicen exclusivamente con los productos que Alpha-Bio Iberia comercializa.