

COMPONENTES PROTÉSICOS

CONEXIÓN HEXÁGONAL CÓNICA (CHC)



Conexión Hexagonal
Cónica (CHC)

 **AlphaBio**^{TEC}
Implantology



COMPONENTES PROTÉSICOS CONEXIÓN HEXAGONAL CÓNICA CHC

RESTAURACIÓN CEMENTADA

PILARES DE CICATRIZACIÓN

Ø 3.4



ALTURA	2 mm	3 mm	5 mm
CÓDIGO	HSD3.4-2-CHC	HSD3.4-3-CHC	HSD3.4-5-CHC
NRO. DE REF.	7311	7312	7313

Ø 3.8



ALTURA	2 mm	3 mm	5 mm
CÓDIGO	HSD3.8-2-CHC	HSD3.8-3-CHC	HSD3.8-5-CHC
NRO. DE REF.	7315	7316	7317

Ø 4.2



ALTURA	2 mm	3 mm	5 mm
CÓDIGO	HSD4.2-2-CHC	HSD4.2-3-CHC	HSD4.2-5-CHC
NRO. DE REF.	7319	7320	7321

IMPRESIÓN

TRANSFER CUBETA CERRADA



CÓDIGO	HLTS-CHC
NRO. DE REF.	7333

TRANSFER CUBETA ABIERTA



CÓDIGO	HLTO-CHC
NRO. DE REF.	7335

ANÁLOGO



CÓDIGO	IA-CHC
NRO. DE REF.	7338

TORNILLOS

TORNILLO PROTÉTICO



CÓDIGO	STLA-CHC
NRO. DE REF.	7345

TORNILLO DE RECUPERACIÓN



CÓDIGO	RS-CHC
NRO. DE REF.	7400

PILARES DE CICATRIZACIÓN




ALTURA	4 mm
CÓDIGO	HCT4-N
NRO. DE REF.	5236
INSTRUCCIONES	Provisto de un tornillo integral



ALTURA	6 mm
CÓDIGO	HCT6-N
NRO. DE REF.	5237
INSTRUCCIONES	Provisto de un tornillo integral

IMPRESIÓN




TRANSFER CUBETA ABIERTA

CÓDIGO	TST-N-R
NRO. DE REF.	5248 (rotacional) ○
Provisto de un tornillo integral	



CÓDIGO	TST-N
NRO. DE REF.	5231 (anti-rotacional) ◇
Provisto de un tornillo integral	



TRANSFER CUBETA CERRADA

CÓDIGO	TS-N
NRO. DE REF.	5235



ANÁLOGO

CÓDIGO	BTT-N
NRO. DE REF.	5211

TORNILLOS

CLÍNICO



MATERIAL	Titanio
CÓDIGO	SF-N
NRO. DE REF.	6092

LABORATORIO



MATERIAL	Titanio revestido negro
CÓDIGO	SFT-N
NRO. DE REF.	6093

ALPHALOC

PILARES RECTOS



ALTURA	0.5mm	1mm	2 mm	3mm	4 mm	5 mm
CONTENIDO DEL KIT	1 retenedor de altura determinada, 1 estructura de acero inoxidable, 4 cofias de retención, 1 anillo espaciador, 1 cofia de laboratorio					
KIT NRO. DE REF.	7470	7471	7472	7473	7474	7475

PAQUETE DE PIEZAS MACHO PARA PROCESAMIENTO



CONTENIDO	Estructura de metal de acero inoxidable, anillo espaciador, machos de nylon de repuesto (violeta, transparente, rosa y amarillo), cofia para laboratorio (negra)
NRO. DE REF.	4875

COFIAS MACHO DE REPUESTO



CONTENIDO	4 unidades por kit			
KIT NRO. DE REF.	4876	4877	4878	4879

RESTAURACIÓN ATORNILLADA

RESTAURACIÓN DE SOBREDENTADURAS

PILARES ESTÉTICOS



RECTOS Ø 3.6

ALTURA	1 mm / 8.9 mm	2 mm / 9.9 mm	3 mm / 10.9 mm	4 mm / 11.9 mm
CÓDIGO	ETLAP1-CHC	ETLAP2-CHC	ETLAP3-CHC	ETLAP4-CHC
NRO. DE REF.	7350	7351	7352	7353



RECTOS ANCHOS Ø 4.0

ALTURA	1 mm / 11 mm	2 mm / 12 mm	3 mm / 13 mm	4 mm / 14 mm	5 mm / 15 mm
CÓDIGO	ETWASP1-CHC	ETWASP2-CHC	ETWASP3-CHC	ETWASP4-CHC	ETWASP5-CHC
NRO. DE REF.	7370	7371	7372	7373	7374



ESTÁNDAR (DIFERENTES DIÁMETROS)

MEDIDAS	Ø 3.2 / 9 mm	Ø 3.6 / 9 mm	Ø 4.0 / 11 mm
CÓDIGO	ETLAS3.2-CHC	ETLAS3.6-CHC	ETLAS4.0-CHC
NRO. DE REF.	7356	7357	7383



ESTÁNDAR Ø 4.0 / 9.2 MM

CÓDIGO	TLAS4.0-CHC
NRO. DE REF.	7358

PILARES ANGULADOS



15°

ALTURA	1.1 mm / 8.2 mm	1.1 mm / 10.2 mm
CÓDIGO	ETLA15-CHC	ETLAL15-CHC
NRO. DE REF.	7360	7361



25°

ALTURA	1.1 mm / 8.2 mm
CÓDIGO	ETLA25-CHC
NRO. DE REF.	7362

PILARES ANATÓMICOS ANGULADOS



15°

ALTURA	2.5 mm/8.2 mm	3.5 mm/10.2 mm	4.5 mm/8.2 mm
CÓDIGO	EA15-1.5-CHC	EA15-2.5-CHC	EA15-3.5-CHC
NRO. DE REF.	7363	7364	7365



25°

ALTURA	2.5 mm/9.5 mm	3.5 mm/10.5 mm	4.5 mm/11.5 mm
CÓDIGO	EA25-1.5-CHC	EA25-2.5-CHC	EA25-3.5-CHC
NRO. DE REF.	7366	7367	7368

PILARES RECTOS MULTIUNIT PARA RESTAURACIÓN HASTA 30°



DIMENSIONES	0.75 mm	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm	5.5 mm
CÓDIGO	TCT-N 0.75-CHC	TCT-N 1.5-CHC	TCT-N 2.5-CHC	TCT-N 3.5-CHC	TCT-N 4.5-CHC	TCT-N 5.5-CHC
NRO. DE REF.	5242	5243	5244	5245	5246	5247

PILARES ANGULADOS MULTIUNIT



17°


ALTURA	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm
CÓDIGO	AU 17-1.5-CHC	AU 17-2.5-CHC	AU 17-3.5-CHC
NRO. DE REF.	7482	7483	7484



30°

ALTURA	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm
CÓDIGO	AU 30-1.5-CHC	AU 30-2.5-CHC	AU 30-3.5-CHC
NRO. DE REF.	7487	7488	7489

PILAR TEMPORARIO



MATERIAL	Titanio
CÓDIGO	TT-N
NRO. DE REF.	5216

ALPHALOC

COFIA DE IMPRESIÓN



CONTENIDO	1 unidad
NRO. DE REF.	4884

ANILLO ESPACIADOR



CONTENIDO	1 unidad
NRO. DE REF.	4883

ANÁLOGO HEMBRA



CÓDIGO	4 unidades
NRO. DE REF.	4885

COFIA PARA LABORATORIO



CONTENIDO	4 unidades
NRO. DE REF.	4882



COMPONENTES PROTÉSICOS CONEXIÓN HEXAGONAL CÓNICA CHC

CALCINABLES

CALCINABLES

PILARES CALCINABLES BASE CrCo

TEMPERATURA DE FUSIÓN CoCr >1290°C - 1380°C



CÓDIGO	TLABCC-CHC
NRO. DE REF.	3613 (anti-rotacional)



CÓDIGO	TLABCC-R-CHC
NRO. DE REF.	3614 (rotacional)



TORNILLO

CÓDIGO	CCS-CHC
NRO. DE REF.	3616



MANGAS CALCINABLES PARA PILARES MULTI UNIT

MATERIAL	Plástico	Plástico
CÓDIGO	PST-N	PST-N-AR
NRO. DE REF.	5218 (rotacional)	5217 (anti-rotacional)

RESTAURACIÓN A NIVEL DE IMPLANTE

TI-BASES RECTO ANTI-ROTACIONAL



ALTURA	0.7 mm / 5 mm	2.5 mm / 4 mm
CÓDIGO	SB-CHC	CCTB-CHC-2.5
NRO. DE REF.	5026	4953
INSTRUCCIONES	Para restauraciones de una sola pieza dental. Torque de cierre recomendado: 20 Ncm.	

TI-BASE ANGULADO



ALTURA	0.5 mm / 5 mm
CÓDIGO	ACCTB-CHC
NRO. DE REF.	5006
INSTRUCCIONES	Para restauraciones anguladas de una sola pieza dental. Torque de cierre recomendado: 20 Ncm.

TI-BASES RECTO ROTACIONAL



ALTURA	0.7 mm / 5 mm	2.5 mm / 4 mm
CÓDIGO	CCTB-CHC-R	CCTB-CHC-R-2.5
NRO. DE REF.	5027	4954
INSTRUCCIONES	Para restauración de barras/puentes. Torque de cierre recomendado: 20 Ncm.	

BLOQUE PRE-FRESADO (TORNILLO INCLUIDO)



DIÁMETRO	Ø 11.5
ALTURA	20.2 mm
CÓDIGO	BA-PF-CHC
NRO. DE REF.	4990
INSTRUCCIONES	Para el soporte de pilar PreFace®. Torque de cierre recomendado: 20 Ncm.

SCAN BODY



ALTURA	10 mm
CÓDIGO	SB-CHC
NRO. DE REF.	5021
INSTRUCCIONES	Para laboratorio y uso intraoral. Máx: 10 Ncm.

ANÁLOGO



CÓDIGO	IA-CHC
NRO. DE REF.	4996
INSTRUCCIONES	Para todos los diámetros de implantes.

RESTAURACIÓN A NIVEL DE PILAR

SCAN BODY



ALTURA	7 mm	7 mm
CÓDIGO	IOSB-TCT-N-R	IOSB-TCT-N
NRO. DE REF.	3883	5003
INSTRUCCIONES	Para la restauración de puentes con pilares rectos y angulados de MultiUnit. Máx: 10 Ncm.	Para restauraciones de una sola corona con pilares angulados de MultiUnit. Máx: 10 Ncm.

COPINGS ADHESIVOS



ALTURA	3.5 mm	3.5 mm
CÓDIGO	TAC-TCT-N	TAC-TCT-N-R
NRO. DE REF.	5028 (anti-rotacional)	5029 (rotacional)
INSTRUCCIONES	Para restauraciones de una sola pieza dental	Para la restauración de barras/puentes

TORNILLO PARA MONTAJE DIRECTO*



CÓDIGO	S-DM-SR
NRO. DE REF.	4994
INSTRUCCIONES	Para montaje directo sobre bastidor metálico.

* No debe utilizarse para restauraciones completas de circonio o cerámica.

ANÁLOGO PARA TCT-N



CÓDIGO	BTT-N
NRO. DE REF.	5211

COMPATIBLE CON SIRONA

TI BASE



CÓDIGO	CCTB-CHC-SI
NRO. DE REF.	4982
INSTRUCCIONES	Para uso en escaneo y/o restauración. Torque de cierre recomendado: 20 Ncm.

SCAN POST



CÓDIGO	CCSP-CHC-SI
NRO. DE REF.	4985
INSTRUCCIONES	Sólo para propósitos de escaneo. Torque de cierre recomendado: 20 Ncm.

RESTAURACIÓN DE SOBREDENTADURAS

RESTAURACIÓN PARA CAD/CAM