

COMPONENTES PROTÉSICOS
**CONEXIÓN STANDARD
CÓNICA (CS)**



Conexión Standard
Cónica (CS)

 **AlphaBio**^{TEC}
Implantology




COMPONENTES PROTÉSICOS CONEXIÓN STANDARD CÓNICA CS

PILARES DE CICATRIZACIÓN




Ø 4.0

ALTURA C	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm
ALTURA	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm	5.5 mm
CÓDIGO	HA-D4-CH1.5-CS	HA-D4-CH2.5-CS	HA-D4-CH3.5-CS	HA-D4-CH4.5-CS	HA-D4-CH5.5-CS
NRO. DE REF.	3401	3402	3403	3404	3405



Ø 4.9

ALTURA C	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm
ALTURA	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm	5.5 mm
CÓDIGO	HA-D4.9-CH1.5-CS	HA-D4.9-CH2.5-CS	HA-D4.9-CH3.5-CS	HA-D4.9-CH4.5-CS	HA-D4.9-CH5.5-CS
NRO. DE REF.	3407	3408	3409	3410	3411



Ø 6.2

ALTURA C	3 mm	4 mm
ALTURA	1.5 mm	2.5 mm
CÓDIGO	HA-D6.2-CH1.5-CS	HA-D6.2-CH2.5-CS
NRO. DE REF.	3412	3413

PILARES ESTÉTICOS



RECTO Ø 4.8

DIMENSIONES	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
CÓDIGO	TLA-H1.5-CS	TLA-H2.5-CS	TLA-H3.5-CS	TLA-H4.5-CS
NRO. DE REF.	3501	3502	3503	3504
INSTRUCCIONES	Provisto de un tornillo integral			

PILARES ANGULADOS

15°

DIMENSIONES	1.5 mm	2.5 mm
CÓDIGO	TLA-15-H1.5-CS	TLA-15-H2.5-CS
NRO. DE REF.	3511	3512
INSTRUCCIONES	Torque de cierre recomendado: 30 Ncm.	

25°

DIMENSIONES	1.5 mm	2.5 mm
CÓDIGO	TLA-25-H1.5-CS	TLA-25-H2.5-CS
NRO. DE REF.	3514	3515
INSTRUCCIONES	Torque de cierre recomendado: 30 Ncm.	

PILARES TEMPORARIOS



DIMENSIONES	1.5 mm	1.5 mm
CÓDIGO	TA-AR-CS (anti-rotacional)	TA-R-CS (rotacional)
NRO. DE REF.	3532	3533
INSTRUCCIONES	Utilice un destornillador de 1,25 mm con un torque de 30 Ncm.	

IMPRESIÓN

TRANSFER PLÁSTICO



CÓDIGO	HTLASP
NRO. DE REF.	5364
INSTRUCCIONES	Para uso con los pilares 3501, 3502, 3503 y 3504.

ANÁLOGO



DIÁMETRO	Ø 3.75
CÓDIGO	IA-CS
NRO. DE REF.	3459

TRANSFER DE BANDEJA ABIERTA



DIÁMETRO	Ø 4.7	Ø 4.7
LONGITUD	15 mm	19 mm
CÓDIGO	RCTT-CS	RCTTS-CS
NRO. DE REF.	3455	3456
INSTRUCCIONES	Usar con destornillador 1.25 Observación: Torque de cierre recomendado: 10Ncm máx.	

TRANSFER DE BANDEJA CERRADA



DIÁMETRO	Ø 4.7	Ø 4.7
LONGITUD	12 mm	15 mm
CÓDIGO	SCTT-CS	LCTT-CS
NRO. DE REF.	3450	3451
INSTRUCCIONES	Usar con destornillador 1.25 Observación: Torque de cierre recomendado: 10Ncm máx.	

TORNILLOS

TORNILLO PROTÉTICO



USO	Para clínica
CÓDIGO	STLA-CS
NRO. DE REF.	3510
INSTRUCCIONES	

TORNILLO DE RECUPERACIÓN



USO	Para recuperación
CÓDIGO	RS
NRO. DE REF.	5110
INSTRUCCIONES	Tornillo de pilar CS (incluido en el paquete)

PILARES ANGULADOS MULTIUNIT

17°



DIMENSIONES	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm
CÓDIGO	AU 17-1.5-CS	AU 17-2.5-CS	AU 17-3.5-CS
NRO. DE REF.	3862	3863	3864
INSTRUCCIONES	Usar con destornillador 1.25 con 30 Ncm de torque		

30°



DIMENSIONES	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm
CÓDIGO	AU 30-1.5-CS	AU 30-2.5-CS	AU 30-3.5-CS
NRO. DE REF.	3867	3868	3869
INSTRUCCIONES	Usar con destornillador 1.25 con 30 Ncm de torque		

PILARES RECTOS MULTI UNIT PARA RESTAURAR UN DESVÍO DE HASTA 30° ENTRE LAS PIEZAS DENTALES



DIMENSIONES	0.5 mm	1.5 mm	2.5 mm
CÓDIGO	TCT-0.5-CS	TCT-1.5-CS	TCT-2.5-CS
NRO. DE REF.	3870	3871	3872
INSTRUCCIONES	Utilice un destornillador de 1,5 mm para la inserción. Torque de cierre recomendado: 30 Ncm*. La estructura superior de los pilares sigue siendo la misma y se puede utilizar con productos Alpha Universe, a excepción de los productos AR. Para el proceso de restauración digital, utilice el scan body rotacional 3883.		

* No se recomienda para restauraciones de una sola pieza dental

PILARES RECTOS - PARA RESTAURACIÓN DE IMPLANTES ÚNICOS




DIMENSIONES	0.5 mm	1.5 mm	2.5 mm
CÓDIGO	HBC-H0.5-CS	HBC-H1.5-CS	HBC-H2.5-CS
NRO. DE REF.	3876	3877	3878
INSTRUCCIONES	Utilice un destornillador de 1,25 mm con un torque de 30 Ncm. Los pilares se suministran con un tornillo y una funda plástica calcinable.		

PILARES DE CICATRIZACIÓN



ALTURA	4 mm	6 mm
CÓDIGO	HCT4-N	HCT6-N
NRO. DE REF.	5236	5237
INSTRUCCIONES	Provisto de un tornillo integral	

PILAR TEMPORARIO



MATERIAL	Titanio
CÓDIGO	TTA-N
NRO. DE REF.	5216
INSTRUCCIONES	Torque de cierre recomendado: 25 Ncm. Provisto de tornillo 6092.

CALCINABLES



PILARES CALCINABLES BASE CrCo

TEMPERATURA DE FUSIÓN CoCr >1290°C - 1380°C

CÓDIGO	COCR-AR-CHCS
NRO. DE REF.	3846 (anti-rotacional) ⬡



CÓDIGO	COCR-R-CHCS
NRO. DE REF.	3847 (rotacional) ○



TORNILLO

CCS-CS
3462

MANGAS CALCINABLES PARA PILARES MULTI UNIT



CÓDIGO	PST-N
NRO. DE REF.	5218 (rotacional) ○



CÓDIGO	PST-N-AR
NRO. DE REF.	5217 (anti-rotacional) ⬡

TRANSFERS Y ANÁLOGO


TRANSFER BANDEJA ABIERTA



CÓDIGO	TST-N-R
NRO. DE REF.	5248 (rotacional) ○




CÓDIGO	TST-N
NRO. DE REF.	5231 (anti-rotacional) ⬡



TRANSFER BANDEJA CERRADA

CÓDIGO	TS-N
NRO. DE REF.	5235



ANÁLOGO

CÓDIGO	BTT-N
NRO. DE REF.	5211

TORNILLOS



CLÍNICO

CÓDIGO	SF-N
NRO. DE REF.	6092



LABORATORIO

CÓDIGO	SFT-N
NRO. DE REF.	6093



COMPONENTES PROTÉSICOS CONEXIÓN STANDARD CÓNICA CS

SISTEMA DE PILARES ALPHALOC

PILARES RECTOS



DIMENSIONES	0.75 mm	2 mm	3 mm	4 mm
KIT NRO. DE REF.	3710	3711	3712	3713
CONTENIDO	Estructura de metal de acero inoxidable, anillo espaciador, machos de nylon de repuesto (violeta, transparente, rosa y amarillo), cofia para laboratorio (negra)			

COFIA DE LABORATORIO NEGRA



CONTENIDO	4 unidades
NRO. DE REF.	4882

PAQUETE DE REPUESTO



CONTENIDO

Estructura de metal de acero inoxidable, anillo espaciador, machos de nylon de repuesto (violeta, transparente, rosa y amarillo), cofia para laboratorio (negra)

NRO. DE REF.

4875

IMPRESIÓN



CONTENIDO	1 unidad
NRO. DE REF.	4884

ANILLO ESPACIADOR



CONTENIDO	1 unidad
NRO. DE REF.	4883

ANÁLOGO HEMBRA



CÓDIGO	4 unidades
NRO. DE REF.	4885

COFIAS MACHO DE REPUESTO



CONTENIDO

4 unidades por kit

KIT NRO. DE REF.

4876

4877

4878

4879

CADCAM

SCAN BODY



ALTURA	7 mm	7 mm
CÓDIGO	IOSB-TCT-N-R	IOSB-TCT-N
NRO. DE REF.	3883 (rotacional)	5003 (anti-rotacional)
INSTRUCCIONES	Para la restauración de puentes con pilares rectos y angulados de MultiUnit. Máx: 10 Ncm.	Para restauraciones de una sola corona con pilares angulados de MultiUnit. Máx: 10 Ncm.

SCAN BODY



ALTURA	10 mm
CÓDIGO	IOSB-CS
NRO. DE REF.	3837
INSTRUCCIONES	Para laboratorio y uso intraoral. Máx. 10 Ncm.

COPINGS ADHESIVOS



ALTURA	3.5 mm	3.5 mm
CÓDIGO	TAC-TCT-N	TAC-TCT-N-R
NRO. DE REF.	5028 (anti-rotacional)	5029 (rotacional)
INSTRUCCIONES	Para restauraciones de una sola pieza dental	Para la restauración de barras/puentes

TORNILLO PARA MONTAJE DIRECTO*



CÓDIGO	S-DM-SR
NRO. DE REF.	4994
INSTRUCCIONES	Para montaje directo sobre bastidor metálico.

TI-BASES RECTOS ANTI-ROTACIONAL



ALTURA	0.75 mm / 4.87 mm	1.5 mm / 5.62 mm	2.5 mm / 6.62 mm
CÓDIGO	TB-0.75-AR-CS	TB-1.5-AR-CS	TB-2.5-AR-CS
NRO. DE REF.	3832	3840	3842
INSTRUCCIONES	Para restauraciones de una sola pieza dental. Torque de cierre recomendado: 30 Ncm.		

BLOQUE PRE-FRESADO (TORNILLO INCLUIDO)



DIÁMETRO	Ø 11.5	Ø 15.8
CÓDIGO	BA_PF_CS	WBA_PF_CS
NRO. DE REF.	3854	3855
INSTRUCCIONES	Para el soporte de pilar PreFace®. Torque de cierre recomendado: 30 Ncm.	

TI-BASES RECTOS ROTACIONAL



ALTURA	0.75 mm / 4.87 mm	1.5 mm / 5.62 mm	2.5 mm / 6.62 mm
CÓDIGO	TB-0.75-R-CS	TB-1.5-R-CS	TB-2.5-R-CS
NRO. DE REF.	3833	3841	3843
INSTRUCCIONES	Para restauración de barras/puentes. Torque de cierre recomendado: 30 Ncm.		

ANÁLOGO PARA TCT-N



CÓDIGO	BTT-N
NRO. DE REF.	5211
INSTRUCCIONES	Adecuado para TCT-N y TCT-N-R. También para modelo impreso.

ANÁLOGO



CÓDIGO	AN-PM-CS
NRO. DE REF.	3838
INSTRUCCIONES	Para modelos impresos.

COMPATIBLE CON SIRONA

SCAN POST



CÓDIGO	CSSP-CS-SI
NRO. DE REF.	3857
INSTRUCCIONES	Sólo para propósitos de escaneo. Torque de cierre recomendado: 30 Ncm.

TI-BASE RECTO



CÓDIGO	CSTB-CS-SI
NRO. DE REF.	3856
INSTRUCCIONES	Para uso en escaneo y/o restauración. Torque de cierre recomendado: 30 Ncm.