


COMPONENTES PROTÉSICOS

CONEXIÓN HEXAGONAL INTERNA (IH)





COMPONENTES PROTÉSICOS CONEXIÓN HEXAGONAL INTERNA (IH)

PILARES DE CICATRIZACIÓN

Ø 3.85



ALTURA	3 mm	4 mm	5 mm
CÓDIGO	HSS3	HSS4	HSS5
NRO. DE REF.	112	114	113

Ø 4.6



ALTURA	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm
CÓDIGO	HS2	HS3	HS4	HS5	HS6	HS7
NRO. DE REF.	116	109	117	110	118	119

ANCHOS



DIÁMETRO	Ø 5.0	Ø 5.0	Ø 5.5	Ø 5.5	Ø 6.0	Ø 6.0	Ø 7.0
ALTURA	3 mm	5 mm	3 mm	5 mm	3 mm	5 mm	3 mm
CÓDIGO	HS5-3	HS5-5	HS5.5-3	HS5.5-5	HS6-3	HS6-5	HS7-3
NRO. DE REF.	124	125	126	127	128	129	130

PILARES PROVISORIOS

RECTO (PILARES PEEK)



ALTURA	1 mm	2 mm	3 mm
CÓDIGO	TPA1	TPA2	TPA3
NRO. DE REF.	5416	5417	5418

ANGULADO 15° (PILARES PEEK)



ALTURA	1 mm	2 mm	3 mm
CÓDIGO	TPA 15-1	TPA 15-2	TPA 15-3
NRO. DE REF.	5419	5420	5421

ANGULADO 25° (PILARES PEEK)



ALTURA	1 mm	2 mm
CÓDIGO	TPA 25-1	TPA 25-2
NRO. DE REF.	5422	5423

Instrucciones para pilares PEEK: Torque de cierre recomendado: 15Ncm. Adecuado para restauraciones cementadas o atornillados. Vida útil 180 días.

RECTO (PILARES DE TITANIO)



DIÁMETRO	Ø 4.5	Ø 4.5
ALTURA	1.7 mm	1.7 mm
CÓDIGO	TLAC-AR	TLAC-R
NRO. DE REF.	5200 (anti-rotacional)	5220 (rotacional)

PILARES DE CICATRIZACIÓN



ALTURA	4 mm	6 mm
CÓDIGO	HCT4-N	HCT6-N
NRO. DE REF.	5236	5237
INSTRUCCIONES	Provisto de un tornillo integral	

PILAR PROVISORIO



MATERIAL	Titanio
CÓDIGO	TTA-N
NRO. DE REF.	5216
INSTRUCCIONES	Torque de cierre recomendado: 25 Ncm. Provisto de un tornillo integral.

IMPRESIÓN

TRANSFER CUBETA ABIERTA



ALTURA	12 mm	8 mm
DIÁMETRO	Ø 5.5	Ø 5.5
CÓDIGO	HLTO	HLTOS
NRO. DE REF.	5061	5171

TRANSFER CUBETA CERRADA



DIMENSIONES	D 4,5 mm H 12 mm	D 4,5 mm H 7,5 mm	D 3,8 mm H 12 mm
CÓDIGO	HLT	HLTS	HLTLS
NRO. DE REF.	5060	5170	5062

TRANSFER PLÁSTICO



CÓDIGO	HTLASP
NRO. DE REF.	5364
INSTRUCCIONES	Para uso con los pilares 5366, 5367, 5368, 5369, 5352, 5353, 5354, 5355.

ANÁLOGOS



ALTURA	12,5mm	
DIÁMETRO	Ø 4.2	Ø 5.0
CÓDIGO	IA	IA5
NRO. DE REF.	5080	5280

TORNILLOS

CLÍNICO



CÓDIGO	STLAS
NRO. DE REF.	5122

LABORATORIO



CÓDIGO	STLAT
NRO. DE REF.	5121

SÓLO PARA TLA 35



CÓDIGO	STLASH
NRO. DE REF.	5127


RECUPERACIÓN




CÓDIGO	RS
NRO. DE REF.	5110

IMPRESIÓN

TRANSFER CUBETA ABIERTA



CÓDIGO	TST-N-R
NRO. DE REF.	5248



CÓDIGO	TST-N
NRO. DE REF.	5231

TRANSFER CUBETA CERRADA



CÓDIGO	TS-N
NRO. DE REF.	5235

ANÁLOGO



CÓDIGO	BTT-N
NRO. DE REF.	5211

TORNILLOS

CLÍNICO



CÓDIGO	SF-N
NRO. DE REF.	6092

LABORATORIO



CÓDIGO	SFT-N
NRO. DE REF.	6093

PILARES DE TITANIO

RECTO Ø 4.5



ALTURA	1.7 mm / 12.5 mm
CÓDIGO	TLAL
NRO. DE REF.	5140



ALTURA	1.7 mm / 8.5 mm
CÓDIGO	TLA
NRO. DE REF.	5030

RECTO Ø 4.8



ALTURA	1 mm / 8.9 mm	2 mm / 9.9 mm	3 mm / 10.9 mm	4 mm / 11.9 mm
CÓDIGO	TLASP1	TLASP2	TLASP3	TLASP4
NRO. DE	5366	5367	5368	5369

DELGADO Ø 3.85



ALTURA	0.8 mm / 8.5 mm	0.5 mm / 8.5 mm
CÓDIGO	TLAS	TLASSP
NRO. DE REF.	5150	5403

ANCHO - DIFERENTES DIÁMETROS



DIÁMETRO	Ø 5.6	Ø 5.6	Ø 4.5	Ø 4.5	Ø 4.5
ALTURA	2 mm/9.5 mm	4 mm/11.5 mm	1.2 mm/8.5 mm	3.2 mm/8.5 mm	3.2 mm/12.5 mm
CÓDIGO	TLAO2	TLAO4	TLAW	TLAWP	TLAWPL
NRO. DE REF.	5182	5362	5340	5401	5402

ANGULADO 15°



ALTURA	1.7 mm / 8.5 mm	1.65 mm / 11.5 mm	2.3 mm / 8.5 mm	1.5 mm / 9 mm
CÓDIGO	TLA 15	TLAL 15	TLA 15B	TLA 15BB
NRO. DE REF.	5090	5092	5091	5098

ANGULADO 25°



ALTURA	1.8 mm / 8.5 mm	2.4 mm / 11.5 mm
CÓDIGO	TLA 25	TLAL 25
NRO. DE REF.	5130	5134

ANGULADO 35°



ALTURA	1.45 mm / 10 mm
CÓDIGO	TLA 35
NRO. DE REF.	5136

INSTRUCCIONES Suministradas con un tornillo dedicado (Ref. No. 5127)

PILARES RECTOS MULTI UNIT

PILARES RECTOS PARA PIEZA DENTAL ÚNICA



ALTURA	0.5 mm	1.5 mm	2.5 mm
CÓDIGO	HBC 0.5	HBC 1.5	HBC 2.5
NRO. DE REF.	6040	6041	6042

INSTRUCCIONES Utilice un destornillador de 1,25 mm con un torque de 30 Ncm. Los pilares se suministran con un tornillo correspondiente (6050, 6051, 6052) y un calcinable (6070).

PILARES RECTOS MULTIUNIT PARA RESTAURACIÓN DE HASTA 30°



DIMENSIONES	A: Ø4.7 mm B: 0.75 mm C: 1.95 mm	A: Ø4.7 mm B: 1.6 mm C: 2.8 mm	A: Ø4.7 mm B: 2.6 mm C: 3.8 mm	A: Ø4.7 mm B: 3.6 mm C: 4.8 mm	A: Ø4.7 mm B: 4.6 mm C: 5.8 mm	A: Ø4.7 mm B: 5.6 mm C: 6.8 mm
CÓDIGO	TCT0.5-N	TCT1.5-N	TCT2.5-N	TCT3.5-N	TCT4.5-N	TCT5.5-N
NRO. DE REF.	5221	5222	5223	5252	5253	5254

INSTRUCCIONES Utilice un destornillador hexagonal de 1.5mm para la inserción. Torque de cierre recomendado: 30 Ncm.*

* No se recomienda para restauraciones de una sola pieza dental

PILARES ESTÉTICOS

RECTO Ø 4.8



DIÁMETRO	0.9 mm / 8.9 mm	1.9 mm / 9.9 mm
CÓDIGO	ETLASP1	ETLASP2
NRO. DE REF.	5352	5353

DIÁMETRO	2.9 mm / 10.9 mm	3.9 mm / 11.9 mm
CÓDIGO	ETLASP3	ETLASP4
NRO. DE REF.	5354	5355

RECTO - DIFERENTES DIÁMETROS



DIÁMETRO	Ø 4.5	Ø 3.85
ALTURA	1.7 mm / 8.5 mm	0.8 mm / 8.5 mm
CÓDIGO	ETLA	ETLAS
NRO. DE REF.	5031	5155 (delgado)

ANGULADO 15°



ALTURA	1.65 mm / 11.5 mm
CÓDIGO	ETLAL 15
NRO. DE REF.	5094

ANGULADO 25°



ALTURA	1.8 mm / 8.5 mm
CÓDIGO	ETLAL 25
NRO. DE REF.	5131

PILARES ESTÉTICOS ANATÓMICOS

ANGULADO 15°



DIÁMETRO	Ø 5.1	Ø 5.1	Ø 5.1
ALTURA	1.6 mm/8.7 mm	2.6 mm/9.7 mm	3.6 mm/10.6 mm
CÓDIGO	EAAS15	EAA15	EAAH15
NRO. DE REF.	5410	5411	5412

ANGULADO 25°



DIÁMETRO	Ø 5.3	Ø 5.3	Ø 5.3
ALTURA	1.6 mm/9 mm	2.5 mm/9.9 mm	3.7 mm/10.9 mm
CÓDIGO	EAAS25	EAA25	EAAH25
NRO. DE REF.	5413	5414	5415

PILARES ANGULADOS MULTI UNIT

17°



DIMENSIONES	A: 4.7 Ø B: 1.5 mm	A: 4.7 Ø B: 2.5 mm	A: 4.7 Ø B: 3.5 mm
CÓDIGO	AU 17-1.5 IH	AU 17-2.5 IH	AU 17-3.5 IH
NRO. DE REF.	5432	5433	5434

INSTRUCCIONES Utilice un destornillador de 1,25 mm para la inserción. Torque de cierre recomendado: 30 Ncm

30°



DIMENSIONES	A: 4.7 Ø B: 1.5 mm	A: 4.7 Ø B: 2.5 mm	A: 4.7 Ø B: 3.5 mm
CÓDIGO	AU 30-1.5 IH	AU 30-2.5 IH	AU 30-3.5 IH
NRO. DE REF.	5437	5438	5439

INSTRUCCIONES Utilice un destornillador de 1,25 mm para la inserción. Torque de cierre recomendado: 30 Ncm.



COMPONENTES PROTÉSICOS CONEXIÓN HEXAGONAL INTERNA (IH)

CALCINABLES

RESTAURACIÓN DE SOBREDENTADURAS

RESTAURACIÓN CAD / CAM

CALCINABLES

PILARES CALCINABLES PLÁSTICOS

DIÁMETRO	Ø 4.5	Ø 4.5	Ø 3.85
ALTURA	1.7 mm	1.7 mm	N/A
CÓDIGO	PLA	PLA-R	PLAS
NRO. DE REF.	5040 (anti-rotacional)	5041 (rotacional)	5050 (anti-rotacional)



Ø 4.5 (angulado)
1.7 mm
PLA 15
5093 (anti-rotacional)



PILARES CALCINABLES BASE CrCo

TEMPERATURA DE FUSIÓN CoCr >1290°C - 1380°C

CÓDIGO	TLABCC	TLABCC-R
NRO. DE REF.	6405 (anti-rotacional)	6406 (rotacional)



MANGAS CALCINABLES PARA PILARES MULTIUNIT

CÓDIGO	PST-N
NRO. DE REF.	5218 (rotacional) ○



CÓDIGO	PST-N-AR
NRO. DE REF.	5217 (anti-rotacional) ⬡



SISTEMA DE PILARES ALPHALOC

PILARES RECTOS

ALTURA	0.5mm	1mm	2 mm	3mm	4 mm	5 mm
CONTENIDO DEL KIT	1 retenedor de altura determinada, 1 estructura de acero inoxidable, 4 cofias de retención, 1 anillo espaciador, 1 cofia de laboratorio					
KIT NRO. DE REF.	4867	4868	4869	4870	4871	4872



COFIAS MACHO DE REPUESTO

CONTENIDO	4 unidades por kit
KIT NRO. DE REF.	4876 4877 4878 4879



COFIA PARA LABORATORIO

CONTENIDO	4 unidades
NRO. DE REF.	4882



PAQUETE DE PIEZAS MACHO PARA PROCESAMIENTO

CONTENIDO	Estructura de metal de acero inoxidable, anillo espaciador, machos de nylon de repuesto (violeta, transparente, rosa y amarillo), cofia para laboratorio (negra)
NRO. DE REF.	4875



IMPRESIÓN

CONTENIDO	1 unidad
NRO. DE REF.	4884



ANÁLOGO HEMBRA

CONTENIDO	4 unidades
NRO. DE REF.	4885



ANILLO ESPACIADOR

CONTENIDO	1 unidad
NRO. DE REF.	4883



RESTAURACIÓN A NIVEL DE IMPLANTE

SCAN BODY DE DOBLE USO

ALTURA	10 mm
CÓDIGO	SB-IH
NRO. DE REF.	5019



ANÁLOGO

CÓDIGO	AN-PM
NRO. DE REF.	4995



BLOQUE PRE-FRESADO (TORNILLO INCLUIDO)

DIÁMETRO	Ø 11.5	Ø 15.8
CÓDIGO	BA-PF-IH	WBA-PF-IH
NRO. DE REF.	4988	4989



TI-BASE RECTO

ALTURA	0.7 mm / 5.7 mm	2.5 mm / 6.5 mm	0.7 mm / 5.7 mm	2.5 mm / 6.5 mm
CÓDIGO	CCTB	CCTB-2.5	CCTB-R	CCTB-R-2.5
NRO. DE REF.	5024 (anti-rotacional)	4951 (anti-rotacional)	5025 (rotacional)	4952 (rotacional)



TI-BASE ANCHO

ALTURA	0.7 mm / 4.2 mm	0.7 mm / 4.2 mm
CÓDIGO	WCCTB	WCCTB-R
NRO. DE REF.	5007 (anti-rotacional)	5008 (rotacional)



TI-BASE ANGULADO

ALTURA	5 mm / 5.5 mm
CÓDIGO	ACCTB
NRO. DE REF.	5005



RESTAURACIÓN A NIVEL DE PILAR

BODY SCAN

ALTURA	7 mm	7 mm
CÓDIGO	IOSB-TCT-N-R	IOSB-TCT-N
NRO. DE REF.	3883 (rotacional) ○	5003 (anti-rotacional) ⬡



COPING ADHESIVO

ALTURA	3.5 mm	3.5 mm
CÓDIGO	TAC-TCT-N T	TAC-TCT-N-R
NRO. DE REF.	5028 (anti-rotacional) ⬡	5029 (rotacional) ○



ANÁLOGO

CÓDIGO	BTT-N
NRO. DE REF.	5211



TORNILLO PARA MONTAJE DIRECTO

CÓDIGO	S-DM-SR
NRO. DE REF.	4994



COMPATIBLE CON SIRONA

PARA TCT-N

	TI BASE	
	CÓDIGO	CCTB-IH-SI
	NRO. DE REF.	4980



SCAN POST

CÓDIGO	CCSP-IH-SI
NRO. DE REF.	4984

