


Beyond Digital



 **AlphaBio**^{TEC}
Iberia



Presencia en más de
30 países

+35 años

Beyond

Digital




3Shape

Escáner Intraoral




T-Marker

Fotogrametría



ioConnect

Arcadas completas
digitalmente con pasividad




**Especialistas
en carga
inmediata
y cirugía
guiada**



● **ConiPro**

Filosofía de trabajo:
+tejido -titanio



● **Alpha Arch**

Zonas estéticas y crestas
estrechas **ø4,8 y ø3,5 mm**



Servicios




Planificación guiada



Diseño

Formación



**Equipo que acompaña
en las formaciones**

a clínicos, higienistas y asesores de clínica

Formación/capac

Global Congres

16-17 c

**Equipo de expertos
a vuestra disposición**



Digital



Uno de los grupos dentales
más importantes
a nivel mundial

Visión global

Cirugía Guiada

Planificación y ejecución
precisas para mejorar
los resultados clínicos



SprintRay Impresión 3D

Coronas y puentes
Carga inmediata



Regeneración Ósea Guiada

Biomateriales

Chinchetas y Microtornillos de Fijación



**Escojas el camino
que escojas,
todos te llevan a**

AlphaBio^{TEC}
Iberia

digital

**Prótesis Provisional
de Carga Inmediata**

Formación Internacional

Septiembre 2026 | Roma, Italia
15 de octubre

Mentorías

Formación práctica
personalizada

**Transformación
digital de la
clínica**



INDICE

Beyond Digital	2
Índice	4
Bienvenidos	5
Implantología	6

Soluciones implantológicas	6
Instrumental quirúrgico	12
Soluciones protésicas	15
ConiPro	15
Alpha-Arch	28

Regeneración	34
--------------	----

Xenoinjerto	34
Sustitutos óseos	34
Membranas	35
Rascador óseo	35
Sistemas de fijación	36
Chinchetas	36
Micro tornillos	37

Soluciones Digitales	38
----------------------	----

ioConnect	38
T-Marker	39
Escáneres intraorales	40
Impresión 3D	41
Equipos	41
Materiales de impresión	42

EQUIPAMIENTO	45
--------------	----

Micromotor	45
Piezoeléctrico	45
Monitorizador de osteointegración	45

ARMONIZACIÓN OROFACIAL	46
------------------------	----

ALPHA-BIO ACADEMY	47
-------------------	----

Bienvenidos a Alpha-Bio Iberia: Excelencia, Cercanía y Visión Digital

En **Alpha-Bio Iberia**, ofrecemos lo mejor de dos mundos: **la solidez de una marca global** con más de 35 años de experiencia integrada en el grupo Envista —líder mundial del sector— y **la agilidad de una estructura cercana**, con operaciones directas en España y Portugal y un servicio post-venta comprometido con el día a día de tu clínica.

UNA SOLUCIÓN 360°

Nuestra trayectoria se basa en la confianza y el rendimiento. Por ello, ponemos a tu disposición un **Portfolio 360°** que abarca desde implantes de última generación con garantía de por vida, hasta soluciones protésicas avanzadas y biomateriales. Todo ello respaldado por la formación continua de nuestra Alpha-Bio Academy.

EL SALTO A “BEYOND DIGITAL”

Nuestra evolución nos ha llevado a entender la implantología como un sistema íntegramente conectado. Bajo el concepto **Beyond Digital**, impulsamos una **filosofía de trabajo end-to-end** donde la tecnología no es un accesorio, sino el motor de la previsibilidad.

- **Flujo digital completo:** Desde la planificación de cirugía guiada hasta el diseño de prótesis definitivas.
- **Resultados predecibles:** Protocolos orientados a la carga inmediata que garantizan la estética y funcionalidad desde la primera cita.
- **Comunidad de expertos:** Un modelo optimizado por nuestra red internacional de Key Experts para asegurar el éxito en cada tratamiento.

TU PARTNER DE CONFIANZA

Más que un proveedor, queremos ser tu socio estratégico. **Nuestro reto es simplificar la complejidad de la práctica clínica actual**, ofreciendo productos de la más alta calidad y un servicio personalizado para que tú puedas centrarte en lo más importante: la salud y la sonrisa de tus pacientes.

Implantes dentales

Alpha-Bio Iberia te presenta su sistema de implantes dentales. En el desarrollo de su diseño se han priorizado la **simplicidad**, la **calidad** y la **versatilidad**. Los implantes Alpha-Bio Iberia son aptos para todos los casos clínicos, tanto simples como complejos.



MULTINEO

CONEXIÓN CS · CHC · HI

TIPO DE HUESO II, III, IV

BENEFICIOS CLÍNICOS

- Óptima estabilidad primaria.
- Alta preservación del hueso.
- Las microespiras aumentan un 20% la superficie BIC
- Reduce la presión del área cortical.
- Cuerpo similar al osteótomo.
- Eficiente capacidad de corte



MULTINEO NINA

CONEXIÓN CS · CHC

TIPO DE HUESO II, III, IV

BENEFICIOS CLÍNICOS

- Óptima estabilidad primaria.
- Alta preservación del hueso.
- Las microespiras aumentan un 20% la superficie BIC
- Aumento de la adhesión al hueso
- Incremento del BIC
- Acelera el proceso de cicatrización



DFI

CONEXIÓN CS

TIPO DE HUESO I, II, III

BENEFICIOS CLÍNICOS

- De fácil estabilización y control durante la colocación.
- Estabilidad a largo plazo
- De amplia superficie



NICE

CONEXIÓN CHC

TIPO DE HUESO I, II, III, IV

BENEFICIOS CLÍNICOS

- Distribución mejorada del estrés y la fatiga del implante.
- Respalda un amplio rango de indicaciones clínicas
- Penetración controlada en el hueso



ICE

CONEXIÓN HI

TIPO DE HUESO I, II, III, IV

BENEFICIOS CLÍNICOS

- Distribución mejorada del estrés y la fatiga del implante.
- Respalda un amplio rango de indicaciones clínicas
- Penetración controlada en el hueso



SPIRAL

CONEXIÓN HI

TIPO DE HUESO III, IV

BENEFICIOS CLÍNICOS

- Alta condensación del hueso.
- Alta estabilidad inicial.
- Autorroscante.
- Redirección del implante durante la colocación.
- Penetración en pequeño diámetros

MULTINEO

Maximiza la inmediatez CS / CHC


CONEXIÓN CÓNICA ESTÁNDAR

CS

Ø 3.75 mm | Ø 4.2 mm | Ø 5 mm



CONEXIÓN
Ø 3.1 MM




HEX
2.5 MM

CONEXIÓN CÓNICA ESTRECHA

CHC


Ø 3.2 mm | Ø 3.5 mm



CONEXIÓN
Ø 2.5 MM



HEX
2.1 MM



MICRO ROSCAS, FLAUTAS DE CORTE Y CONMUTACIÓN DE PLATAFORMAS

- Reducción de la presión en la región cortical
- Mejora de la conservación del hueso
- Alta estabilidad inicial

CUERPO LIGERAMENTE CÓNICO, NÚCLEO CÓNICO, ROSCAS VARIABLES CON MICRO ROSCAS

- Alta eficiencia de corte
- Inserción rápida y controlada
- Aumento de la superficie
- Aumento del BIC

VÉRTICE ESTRECHO CON FUNCIÓN DE CENTRADO PATENTADA

- Fácil navegación y penetración
- Capacidad de corte eficiente
- Alta estabilidad primaria



Alta estabilidad
primaria



BIC aumentado (Contacto
Hueso-Implante)



Reducción de la pérdida
ósea marginal




Proceso integral de restau-
ración para obtener resulta-
dos altamente estéticos

MULTINEO


Maximiza la inmediatez CS / CHC

Conexión Cónica
Estándar (CS)

Diámetro	Longitud	.Ref. No	Dimensiones				
			A	B	C	D	H
Ø 3.75	mm 8	1938	Ø 3.75	Ø 3.1	Ø 1.8	Ø 3.1	2.5
	mm 10	1930	Ø 3.75	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 3.1	2.5
	mm 11.5	1931	Ø 3.75	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 3.1	2.5
	mm 13	1933	Ø 3.75	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 3.1	2.5
	mm 16	1936	Ø 3.75	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 3.1	2.5
Ø 4.2	mm 8	1948	Ø 4.2	Ø 3.5	Ø 1.8	Ø 3.1	2.5
	mm 10	1940	Ø 4.2	Ø 3.3	Ø 1.8	Ø 3.1	2.5
	mm 11.5	1941	Ø 4.2	Ø 3.3	Ø 1.8	Ø 3.1	2.5
	mm 13	1943	Ø 4.2	Ø 3.3	Ø 1.8	Ø 3.1	2.5
	mm 16	1946	Ø 4.2	Ø 3.3	Ø 1.8	Ø 3.1	2.5
Ø 5.0	mm 8	1958	Ø 5.0	Ø 4.4	Ø 2.6	Ø 3.1	2.5
	mm 10	1950	Ø 5.0	Ø 4.1	Ø 2.3	Ø 3.1	2.5
	mm 11.5	1951	Ø 5.0	Ø 4.1	Ø 2.3	Ø 3.1	2.5
	mm 13	1953	Ø 5.0	Ø 4.1	Ø 2.3	Ø 3.1	2.5


Conexión Cónica
Estrecha (CHC)

Diámetro	Longitud	Ref. No	Dimensiones				
			A	B	C	D	H
Ø 3.2	mm 8	1908	Ø 3.2	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 2.5	2.1
	mm 10	1900	Ø 3.2	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 2.5	2.1
	mm 11.5	1901	Ø 3.2	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 2.5	2.1
	mm 13	1903	Ø 3.2	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 2.5	2.1
	mm 16	1906	Ø 3.2	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 2.5	2.1
Ø 3.5	mm 8	1928	Ø 3.5	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 2.5	2.1
	mm 10	1920	Ø 3.5	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 2.5	2.1
	mm 11.5	1921	Ø 3.5	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 2.5	2.1
	mm 13	1923	Ø 3.5	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 2.5	2.1
	mm 16	1926	Ø 3.5	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 2.5	2.1



POWERED BY
MULTINEO **NiNA**

Potenciando la predictibilidad y el rendimiento en carga inmediata **CS / CHC**



ESTRUCTURAS NANOMÉTRICAS

Las estructuras visibles de TiO_2 a escala nanométrica aumentan el área superficial y favorecen activamente la formación ósea por parte de los osteoblastos.

HIDROFILICIDAD DEL IMPLANTE

La superficie hidrofílica NiNA contribuye a acelerar la atracción de sangre y tejido óseo, aumentando además el contacto hueso-implante —BIC—.

FILOS DE CORTE ESPECIALES Y MICROESPIRAS

- Menor presión sobre el hueso cortical
- Mayor preservación ósea
- Alta estabilidad primaria

DISEÑO INNOVADOR DE ESPIRAS CON DOS MICROESPIRAS Y UN ÁNGULO DE ATAQUE PRONUNCIADO

- Alta eficiencia de corte
- Alta estabilidad primaria en todo tipo de hueso
- Mayor superficie de contacto hueso-implante (BIC)

SISTEMA DE CENTRADO PATENTADO Y EXCLUSIVO, CON ESPIRAS PROFUNDAS Y AFILADAS

- Elevado anclaje primario
- Navegación y penetración sencillas
- Alta eficiencia de corte

ENVASE DE IMPLANTE EN SECO

La tecnología patentada permite mantener el implante en un envase seco, conservando su elevada hidrofiliidad.



Alta estabilidad
primaria



Mayor osteointegración y
aumento del BIC




Alta predictibilidad
clínica




Proceso de
cicatrizado rápido



Diámetro	Longitud	Ref. No	Dimensiones				
			A	B	C	D	H
Ø 3.75 	mm 8	9338	Ø 3.75	Ø 3.1	Ø 1.8	Ø 3.1	2.5
	mm 10	9330	Ø 3.75	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 3.1	2.5
	mm 11.5	9331	Ø 3.75	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 3.1	2.5
	mm 13	9333	Ø 3.75	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 3.1	2.5
	mm 16	9336	Ø 3.75	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 3.1	2.5
Ø 4.2 	mm 8	9348	Ø 4.2	Ø 3.5	Ø 1.8	Ø 3.1	2.5
	mm 10	9340	Ø 4.2	Ø 3.3	Ø 1.8	Ø 3.1	2.5
	mm 11.5	9341	Ø 4.2	Ø 3.3	Ø 1.8	Ø 3.1	2.5
	mm 13	9343	Ø 4.2	Ø 3.3	Ø 1.8	Ø 3.1	2.5
	mm 16	9346	Ø 4.2	Ø 3.3	Ø 1.8	Ø 3.1	2.5
Ø 5.0 	mm 8	9358	Ø 5.0	Ø 4.4	Ø 2.6	Ø 3.1	2.5
	mm 10	9350	Ø 5.0	Ø 4.1	Ø 2.3	Ø 3.1	2.5
	mm 11.5	9351	Ø 5.0	Ø 4.1	Ø 2.3	Ø 3.1	2.5
	mm 13	9353	Ø 5.0	Ø 4.1	Ø 2.3	Ø 3.1	2.5



Diámetro	Longitud	Ref. No	Dimensiones				
			A	B	C	D	H
Ø 3.2 	mm 8	9308	Ø 3.2	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 2.5	2.1
	mm 10	9300	Ø 3.2	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 2.5	2.1
	mm 11.5	9301	Ø 3.2	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 2.5	2.1
	mm 13	9303	Ø 3.2	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 2.5	2.1
	mm 16	9306	Ø 3.2	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 2.5	2.1
Ø 3.5 	mm 8	9328	Ø 3.5	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 2.5	2.1
	mm 10	9320	Ø 3.5	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 2.5	2.1
	mm 11.5	9321	Ø 3.5	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 2.5	2.1
	mm 13	9323	Ø 3.5	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 2.5	2.1
	mm 16	9326	Ø 3.5	Ø 2.9	Ø 1.5	Ø 2.5	2.1



Fresas escalonadas



										
	Ø 2.0	Ø 2.0/2.4	Ø 2.4/2.8	Ø 2.8/3.0	Ø 2.8/3.2	Ø 3.2/3.65	Ø 3.65/4.1	Ø 4.1/4.5	Ø 4.5/4.8	Ø 4.8/5.2
Código	BD2.0	BSD2.0-2.4	BSD2.4-2.8	BSD2.8-3.0	BSD2.8-3.2	BSD3.2-3.65	BSD3.65-4.1	BSD4.1-4.5	BSD4.5-4.8	BSD4.8-5.2
Ref. No.	4550	4590	4592	4593	4594	4595	4596	4597	4598	4599

Secuencia de fresado escalonada MultiNeO y MultiNeO NiTi

	<table><tr><th>Hueso tipo IV</th><th colspan="3">Hueso tipo II & III</th><th colspan="3">Hueso tipo I</th></tr><tr><td>Ø 2.0 </td><td>Ø 2.0 </td><td colspan="2">Ø 2.4/ Ø 2.8 </td><td>Ø 2.0 </td><td>Ø 2.4/ Ø 2.8 </td><td>Ø 2.8/ Ø 3.0 </td></tr></table>	Hueso tipo IV	Hueso tipo II & III			Hueso tipo I			Ø 2.0 	Ø 2.0 	Ø 2.4/ Ø 2.8 		Ø 2.0 	Ø 2.4/ Ø 2.8 	Ø 2.8/ Ø 3.0 			
Hueso tipo IV	Hueso tipo II & III			Hueso tipo I														
Ø 2.0 	Ø 2.0 	Ø 2.4/ Ø 2.8 		Ø 2.0 	Ø 2.4/ Ø 2.8 	Ø 2.8/ Ø 3.0 												
	<table><tr><th>Hueso tipo IV</th><th colspan="3">Hueso tipo II & III</th><th colspan="3">Hueso tipo I</th></tr><tr><td>Ø 2.0 </td><td>Ø 2.0/ Ø 2.4 </td><td>Ø 2.0 </td><td>Ø 2.4/ Ø 2.8 </td><td>Ø 2.8/ Ø 3.0 </td><td>Ø 2.0 </td><td>Ø 2.4/ Ø 2.8 </td><td>Ø 2.8/ Ø 3.2 </td></tr></table>	Hueso tipo IV	Hueso tipo II & III			Hueso tipo I			Ø 2.0 	Ø 2.0/ Ø 2.4 	Ø 2.0 	Ø 2.4/ Ø 2.8 	Ø 2.8/ Ø 3.0 	Ø 2.0 	Ø 2.4/ Ø 2.8 	Ø 2.8/ Ø 3.2 		
Hueso tipo IV	Hueso tipo II & III			Hueso tipo I														
Ø 2.0 	Ø 2.0/ Ø 2.4 	Ø 2.0 	Ø 2.4/ Ø 2.8 	Ø 2.8/ Ø 3.0 	Ø 2.0 	Ø 2.4/ Ø 2.8 	Ø 2.8/ Ø 3.2 											
	<table><tr><th>Hueso tipo IV</th><th colspan="3">Hueso tipo II & III</th><th colspan="3">Hueso tipo I</th></tr><tr><td>Ø 2.0 </td><td>Ø 2.4/ Ø 2.8 </td><td>Ø 2.0 </td><td>Ø 2.4/ Ø 2.8 </td><td>Ø 2.8/ Ø 3.2 </td><td>Ø 2.0 </td><td>Ø 2.4/ Ø 2.8 </td><td>Ø 2.8/ Ø 3.2 </td><td>Ø 3.2/ Ø 3.65 Cortical* </td></tr></table>	Hueso tipo IV	Hueso tipo II & III			Hueso tipo I			Ø 2.0 	Ø 2.4/ Ø 2.8 	Ø 2.0 	Ø 2.4/ Ø 2.8 	Ø 2.8/ Ø 3.2 	Ø 2.0 	Ø 2.4/ Ø 2.8 	Ø 2.8/ Ø 3.2 	Ø 3.2/ Ø 3.65 Cortical* 	
Hueso tipo IV	Hueso tipo II & III			Hueso tipo I														
Ø 2.0 	Ø 2.4/ Ø 2.8 	Ø 2.0 	Ø 2.4/ Ø 2.8 	Ø 2.8/ Ø 3.2 	Ø 2.0 	Ø 2.4/ Ø 2.8 	Ø 2.8/ Ø 3.2 	Ø 3.2/ Ø 3.65 Cortical* 										
	<table><tr><th>Hueso tipo IV</th><th colspan="3">Hueso tipo II & III</th><th colspan="3">Hueso tipo I</th></tr><tr><td>Ø 2.0 </td><td>Ø 2.4/ Ø 2.8 </td><td>Ø 2.8/ Ø 3.2 </td><td>Ø 2.0 </td><td>Ø 2.4/ Ø 2.8 </td><td>Ø 3.2/ Ø 3.65 </td><td>Ø 3.65/ Ø 4.1 Cortical* </td></tr></table>	Hueso tipo IV	Hueso tipo II & III			Hueso tipo I			Ø 2.0 	Ø 2.4/ Ø 2.8 	Ø 2.8/ Ø 3.2 	Ø 2.0 	Ø 2.4/ Ø 2.8 	Ø 3.2/ Ø 3.65 	Ø 3.65/ Ø 4.1 Cortical* 			
Hueso tipo IV	Hueso tipo II & III			Hueso tipo I														
Ø 2.0 	Ø 2.4/ Ø 2.8 	Ø 2.8/ Ø 3.2 	Ø 2.0 	Ø 2.4/ Ø 2.8 	Ø 3.2/ Ø 3.65 	Ø 3.65/ Ø 4.1 Cortical* 												
	<table><tr><th>Hueso tipo IV</th><th colspan="3">Hueso tipo II & III</th><th colspan="3">Hueso tipo I</th></tr><tr><td>Ø 2.0 </td><td>Ø 2.4 / Ø 2.8 </td><td>Ø 3.2 / Ø 3.65 </td><td>Ø 2.0 </td><td>Ø 2.4 / Ø 2.8 </td><td>Ø 3.2 / Ø 3.65 </td><td>Ø 3.65 / Ø 4.1 </td><td>Ø 4.1 / Ø 4.5 </td><td>Ø 4.5 / Ø 4.8 Cortical* </td></tr></table>	Hueso tipo IV	Hueso tipo II & III			Hueso tipo I			Ø 2.0 	Ø 2.4 / Ø 2.8 	Ø 3.2 / Ø 3.65 	Ø 2.0 	Ø 2.4 / Ø 2.8 	Ø 3.2 / Ø 3.65 	Ø 3.65 / Ø 4.1 	Ø 4.1 / Ø 4.5 	Ø 4.5 / Ø 4.8 Cortical* 	
Hueso tipo IV	Hueso tipo II & III			Hueso tipo I														
Ø 2.0 	Ø 2.4 / Ø 2.8 	Ø 3.2 / Ø 3.65 	Ø 2.0 	Ø 2.4 / Ø 2.8 	Ø 3.2 / Ø 3.65 	Ø 3.65 / Ø 4.1 	Ø 4.1 / Ø 4.5 	Ø 4.5 / Ø 4.8 Cortical* 										

* **Cortical** – Taladro a través de la placa cortical

Kit de Cirugía guiada (Gstk)

TE GUIAMOS HACIA EL ÉXITO CLÍNICO

Todo lo que necesitas para realizar **procedimientos de cirugía guiada precisos y predecibles**, utilizando un kit completo, autoclavable y codificado por colores.



●
PREPARACIÓN
DEL SITIO

●
OSTEOTOMÍA

●
COLOCACIÓN DEL
IMPLANTE

●
HERRAMIENTAS Y
ACCESORIOS

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

• KIT QUIRÚRGICO GUIADA **REF. NO. 65003** Kit completo para conexiones IH, CS y CHC

ESTO TE
INTERESA

Te ayudamos a planificar tu Cirugía Guiada

En colaboración con D3D, ponemos a tu disposición un **servicio especializado en planificación digital, diseño e impresión 3D de guías quirúrgicas**.


- Precisión y previsibilidad en cada caso.
- Acompañamiento experto durante todo el flujo de trabajo.
- Mayor seguridad para el profesional y el paciente.



+INFO

AlphaBio
Iberia

D3D
Imágenes dental · Impresión 3D



Minikit Quirúrgico

DISEÑO LIGERO Y COMPACTO

- Caja y cubierta frabricadas en Radel*
- Baño de Acero inoxidable
- Dimensiones de la caja: 10cm. x 8.5cm. x 5cm.

Información para pedidos:

REF. KIT 116: Minikit fresas rectas

REF. KIT 115: Minikit fresas escalonadas

REF. KIT 118: Minikit IH + CHC sin bandeja metálica

REF. KIT 119: Minikit CS + CHC sin bandeja metálica



Packaging de implantes avanzado

Diseñado para una máxima comodidad y ergonomía mejorada


DISEÑADO PARA PODER SER ABIERTO CON UNA SOLA MANO




PAQUETE SIN MONTAJE CON DESTORNILLADORES DE AGARRE AVANZADO



SOPORTE CODIFICADO POR COLORES Y ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN



AUTOAPILABLE Y ENTRELAZADO PARA UN ALMACENAMIENTO FÁCIL Y EFICIENTE




1
Rasga el cartón




2
Tira del Tyvek*



3
Retira el soporte interior



4
Abre la tapa con una sola mano




5
Introduce el destornillador y gíralo en el sentido de las agujas del reloj (la carraca se muestra solo para ilustrar)



6
Saca del envas el implante conectado



7
Inserta el implante directamente en su lugar




8
Retira el tornillo de cierre utilizando un destornillador protésico adecuado

Kit de topes & topes

COMPACTO Y ERGONÓMICO

- Topes claramente visibles
- Marcas láser tanto en caja como en topes para una fácil identificación
- Tope fácil de extraer del taladro con las ranuras de extracción
- Esterilizable en autoclave y fácil de limpiar
- Provisto de 20 tapones




REF. 4612

Caja Radel® - Cubierta PPHT


Dimensiones:

13 cm x 9.5 cm x 3 cm

Diámetro Fresa	GRUPO A: Ø 2.0 - Ø 2.4					GRUPO B: Ø 2.8 - Ø 3.0				
Profundidad de fresado	L6	L8	L10	L11.5	L13	L6	L8	L10	L11.5	L13
										
Código	DS-A-L6	DS-A-L8	DS-A-L10	DS-A-L11.5	DS-A-L13	DS-B-L6	DS-B-L8	DS-B-L10	DS-B-L11.5	DS-B-L13
Ref. No.	4561	4562	4563	4564	4565	4566	4567	4568	4569	4570
Diámetro Fresa	GRUPO C: Ø 3.2 - Ø 3.65					GRUPO D: Ø 4.1 - Ø 4.5				
Profundidad de fresado	L6	L8	L10	L11.5	L13	L6	L8	L10	L11.5	L13
										
Código	DS-C-L6	DS-C-L8	DS-C-L10	DS-C-L11.5	DS-C-L13	DS-D-L6	DS-D-L8	DS-D-L10	DS-D-L11.5	DS-D-L13
Ref. No.	4573	4574	4575	4576	4577	4578	4579	4580	4581	4582

conipro
complete

+ Tejido - Titanio



CONEXIÓN CÓNICA DE PRINCIPIO A FIN
PARA RESULTADOS PREDECIBLES Y ESTÉTICOS

Pilares de cicatrización CS / CHC



Conexión Cónica
Estándar (CS)


Código	HA-D3.5-1.5CS	HA-D3.5-2.5CS	HA-D3.5-3.5CS	HA-D3.5-4.5CS	HA-D3.5-5.5CS
Ref. No.	3931	3932	3933	3934	3935
Código	HA-D4.3-1.5CS	HA-D4.3-2.5CS	HA-D4.3-3.5CS	HA-D4.3-4.5CS	HA-D4.3-5.5CS
Ref. No.	3941	3942	3943	3944	3945
Código	HA-D5.7-1.5CS	HA-D5.7-2.5CS	HA-D5.7-3.5CS	HA-D5.7-4.5CS	HA-D5.7-5.5CS
Ref. No.	3951	3952	3953	3954	3955

Conexión Cónica
Estrecha (CHC)

Código	HA-D2.7-1.5CHC	HA-D2.7-2.5CHC	HA-D2.7-3.5CHC	HA-D2.7-4.5CHC	HA-D2.7-5.5CHC
Ref. No.	3351	3352	3353	3354	3355
Código	HA-D3.8-1.5CHC	HA-D3.8-2.5CHC	HA-D3.8-3.5CHC	HA-D3.8-4.5CHC	HA-D3.8-5.5CHC
Ref. No.	3361	3362	3363	3364	3365
Código	HA-D4.2-1.5CHC	HA-D4.2-2.5CHC	HA-D4.2-3.5CHC	HA-D4.2-4.5CHC	HA-D4.2-5.5CHC
Ref. No.	3341	3342	3343	3344	3345

Toma de impresión CS / CHC

Conexión Cónica Estándar (CS)	TRANSFER DE CUBETA CERRADA		TRANSFER DE CUBETA ABIERTA			
						
Código	NSCTT-CS	TLACAP_10	LOTT-R-CS	SOTT-R-CS	LOTT-AR-CS	SOTT-AR-CS
Ref. No.	3961	3910	3963 ○	3964 ○	3965 ○	3966

Conexión Cónica Estrecha (CHC)	TRANSFER DE CUBETA CERRADA		TRANSFER DE CUBETA ABIERTA	
				
Código	NCTT-CHC	SOTT-R-CHC	SOTT-AR-CHC	LOTT-AR-CHC
Ref. No.	3350 ○	3306 ○	3308 ○	3307 ○

* El tornillo está incluido. La referencia 3350 se suministra con un tapón a presión

SCANBODY DE USO DUAL



CONCLUSIONES CLAVE

- Identificación fácil e intuitiva de la conexión del implante
- La altura extendida de 12 mm permite escanear en casos con alturas de tejido más altas
- Forma trapezoidal para precisión de escaneo mejorada

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Material: Titanio
- Par de apriete recomendado: ajuste manual
- Destornilladores necesarios: destornilladores protésicos hexagonales de 1,25.

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

- Nuevo perfil de emergencia cóncava
- Diseño nuevo y mejorado para facilitar su uso
- Ranura de marcado para una colocación y posicionamiento precisos.





Código	TRZ-CS	TRZ-CHC
Ref. No.	3831	3839
Instrucciones	Para uso en laboratorio y/o intraoral Biocompatible y reutilizable	

Pilares provisionales CS / CHC

Conexión Cónica
Estándar (CS)






30
NCM

ROTATORIOS (NON-ENGAGED)



Código	TA-1.5-R-CS	TA-2.5-R-CS	TA-3.5-R-CS	TA-4.5-R-CS
Ref. No.	3901 ○	3902 ○	3903 ○	3904 ○

UNITARIOS (ENGAGED)







Código	TA-1.5-AR-CS	TA-2.5-AR-CS	TA-3.5-AR-CS	TA-4.5-AR-CS	TA-3N-R-CS
Ref. No.	3911 ○	3912 ○	3913 ○	3914 ○	3915 ○

Conexión Cónica
Estrecha (CHC)






20
NCM

ROTATORIOS (NON-ENGAGED)



Código	TA-1.5-R-CHC	TA-2.5-R-CHC	TA-3.5-R-CHC	TA-4.5-R-CHC
Ref. No.	3301 ○	3302 ○	3303 ○	3304 ○

UNITARIOS (ENGAGED)



Código	TA-1.5-AR-CHC	TA-2.5-AR-CHC	TA-3.5-AR-CHC	TA-4.5-AR-CHC	TA-3N-AR-CHC
Ref. No.	3311 ○	3312 ○	3313 ○	3314 ○	3309 ○

ALPHA™ BASE CS/CHC

ALPHA™ BASE

El sistema Alpha Base está diseñado tanto para restauraciones CAD/CAM unitarias como múltiples. Ofrece tolerancias precisas y una conexión implante-restauración segura, que permite obtener mejores resultados estéticos, además de soluciones versátiles para restauraciones unitarias y puentes.




CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

- Bases de titanio estándar y personalizables
- Nuevo perfil de emergencia cóncavo y estrecho
- Amplia variedad de alturas gingivales
- Diámetros estándar y anchos




¡NUEVO!

ANTIRROTATORIA (PARA RESTAURACIONES UNITARIAS)





ALPHA BASE ESTÁNDAR

30 NCM					
Code	AB-AR.75-CS-S	AB-AR1.5-CS-S	AB-AR2.5-CS-S	AB-AR3.5-CS-S	AB-AR4.5-CS-S
Ref. No.	5820	5821	5822	5823	5824




ALPHA BASE ANCHA ESTÁNDAR

30 NCM					
Code	AB-AR.75CS-MS	AB-AR1.5CS-MS	AB-AR2.5CS-MS	AB-AR3.5CS-MS	AB-AR4.5CS-MS
Ref. No.	5870	5871	5872	5873	5874

ALPHA BASE PERSONALIZABLE

30 NCM					
Code	AB-AR.75-CS-L	AB-AR1.5-CS-L	AB-AR2.5-CS-L	AB-AR3.5-CS-L	AB-AR4.5-CS-L
Ref. No.	5825	5826	5827	5828	5829

ALPHA BASE ANCHA PERSONALIZABLE




30 NCM					
Code	AB-AR.75CS-ML	AB-AR1.5CS-ML	AB-AR2.5CS-ML	AB-AR3.5CS-ML	AB-AR4.5CS-ML
Ref. No.	5875	5876	5877	5878	5879

ALPHA™ BASE CS/CHC

¡NUEVO!





ROTATORIA ○ (PARA RESTAURACIONES SOBRE BARRA O PUENTE)

ALPHA BASE ESTÁNDAR

30
NCM






Code	AB-FR.75-CS-S	AB-FR1.5-CS-S	AB-FR2.5-CS-S	AB-FR3.5-CS-S	AB-FR4.5-CS-S
Ref. No.	5850	5851	5852	5853	5854

ALPHA BASE ANCHA ESTÁNDAR

30
NCM






Code	AB-FR.75CS-MS	AB-FR1.5CS-MS	AB-FR2.5CS-MS	AB-FR3.5CS-MS	AB-FR4.5CS-MS
Ref. No.	5880	5881	5882	5883	5884

ALPHA BASE PERSONALIZABLE

30
NCM

Code	AB-FR.75-CS-L	AB-AR1.5-CS-L	AB-FR2.5-CS-L	AB-FR3.5-CS-L	AB-FR4.5-CS-L
Ref. No.	5855	5856	5857	5858	5859

ALPHA BASE ANCHA PERSONALIZABLE

30
NCM

Code	AB-FR.75CS-ML	AB-FR1.5CS-ML	AB-FR2.5CS-ML	AB-FR3.5CS-ML	AB-FR4.5CS-ML
Ref. No.	5885	5886	5887	5888	5889

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material: Titanio**Apriete de Torque recomendado:** 30 Ncm**Destornilladores necesarios:**

Destornilladores TX para tornillos CS y CHC.

* Cada Alpha Base se suministra con un tornillo TX

Nota:

* El tornillo TX, n.º de ref. 5585, debe utilizarse con Alpha Bases de Ø 4,5 mm y alturas gingivales de 0,75 mm a 2,5 mm.


* El tornillo TX, n.º de ref. 5586, debe utilizarse con Alpha Bases de Ø 5,7 mm y alturas gingivales de 3,5 mm y 4,5 mm.

ALPHA™ BASE CS/CHC

¡NUEVO!


ANTIRROTATORIA (PARA RESTAURACIONES UNITARIAS)

ALPHA BASE ESTÁNDAR

20
NCM


Code	AB-AR.75CHC-S	AB-AR1.5CHC-S	AB-AR2.5CHC-S	AB-AR3.5CHC-S	AB-AR4.5CHC-S
Ref. No.	5840	5841	5842	5843	5844


ALPHA BASE PERSONALIZABLE

20
NCM


Code	AB-AR.75CHC-L	AB-AR1.5CHC-L	AB-AR2.5CHC-L	AB-AR3.5CHC-L	AB-AR4.5CHC-L
Ref. No.	5845	5846	5847	5848	5849


ROTATORIA (PARA RESTAURACIONES SOBRE BARRA O PUENTE)

ALPHA BASE ESTÁNDAR

20
NCM


Code	AB-FR.75CHC-S	AB-FR1.5CHC-S	AB-FR2.5CHC-S	AB-FR3.5CHC-S	AB-FR4.5CHC-S
Ref. No.	5860	5861	5862	5863	5864

ALPHA BASE PERSONALIZABLE

20
NCM



Code	AB-FR.75CHC-L	AB-FR1.5CHC-L	AB-FR2.5CHC-L	AB-FR3.5CHC-L	AB-FR4.5CHC-L
Ref. No.	5865	5866	5867	5868	5869

Ti-Bases Unitarias Dinámicas CS / CHC

Conexión Cónica
Estándar (CS)

30
NCM


OMNIBASES ESTÁNDAR ANTIRROTATORIAS



Código	OB4.7-0.75-CS	OB4.7-1.5-CS	OB4.7-2.5-CS	OB4.7-3.5-CS	OB4.7-4.5-CS
Ref. No.	5490	5491	5492	5493	5494

OMNIBASES PERSONALIZABLES ANTIRROTATORIAS

30
NCM




Código	OB8-0.75-CS	OB8-1.5-CS	OB8-2.5-CS	OB8-3.5-CS	OB8-4.5-CS
Ref. No.	5480	5481	5482	5483	5484

Conexión Cónica
Estrecha (CHC)

20
NCM


OMNIBASES ESTÁNDAR ANTIRROTATORIAS



Código	OB4.7-0.75-CHC	OB4.7-1.5-CHC	OB4.7-2.5-CHC	OB4.7-3.5-CHC	OB4.7-4.5-CHC
Ref. No.	5530	5531	5532	5533	5534

OMNIBASES PERSONALIZABLES ANTIRROTATORIAS

20
NCM







Código	OB8-0.75-CHC	OB8-1.5-CHC	OB8-2.5-CHC	OB8-3.5-CHC	OB8-4.5-CHC
Ref. No.	5540	5541	5542	5543	5544

PRÓXIMAMENTE


30 NCM

Conexión Cónica Estándar (CS)

OMNIBASES ESTÁNDAR ROTATORIAS

					
Código	OB-FR.75-CS-S	OB-FR1.5-CS-S	OB-FR2.5-CS-S	OB-FR3.5-CS-S	OB-FR4.5-CS-S
Ref. No.	5800	5801	5802	5803	5804




OMNIBASES PERSONALIZABLES ROTATORIAS

					
Código	OB-FR.75-CS-L	OB-FR1.5-CS-L	OB-FR2.5-CS-L	OB-FR3.5-CS-L	OB-FR4.5-CS-L
Ref. No.	5805	5806	5807	5808	5809



20 NCM

Conexión Cónica Estrecha (CHC)

OMNIBASES ESTÁNDAR ROTATORIAS

					
Código	OB-FR.75CHC-S	OB-FR1.5CHC-S	OB-FR2.5CHC-S	OB-FR3.5CHC-S	OB-FR4.5CHC-S
Ref. No.	5810	5811	5812	5813	5814

OMNIBASES PERSONALIZABLES ROTATORIAS

					
Código	OB-FR.75CHC-L	OB-FR1.5CHC-L	OB-FR2.5CHC-L	OB-FR3.5CHC-L	OB-FR4.5CHC-L
Ref. No.	5815	5816	5817	5818	5819

Ti-Base recta sobre CS / CHC

Adecuadas para su uso con el sistema CEREC (bloques L de Sirona), bibliotecas 3Shape y Exocad




Conexión Cónica
Estándar (CS)

30
NCM



SCAN POST (SIRONA)



Código	CSTB-CS-SI	SiTB_CS_1.5	SiTB_CS_2.5	SiTB_CS_3.5	CSSP-CS-SI
Ref. No.	3856	5470	5471	5472	3857
Instrucciones	Para uso de escaneo y/o restauración				Para escanear solo con el sistema CEREC



Conexión Cónica
Estrecha (CHC)

20
NCM



SCAN POST (SIRONA)



Código	CCTB-CHC-SI	SiTB_CHC_1.5	SiTB_CHC_2.5	SiTB_CHC_3.5	CCSP-CHC-SI
Ref. No.	4982	5467	5468	5469	4985
Instrucciones	Para uso de escaneo y/o restauración - Utilice tornillo de repuesto Ref. No. 7345 for Ti-Base Ref No. 4982. - Utilice tornillo de repuesto Ref. No. 5463 for Ti-Bases Ref. No. 5467, 5468 & 5469.				Para escanear solo con el sistema CEREC

Pilares para cementar CS / CHC



Conexión Cónica
Estándar (CS)

PILARES RECTOS							
30 NCM							
	Ø 3.85 12 0.55	Ø 4.3 8.75 0.75	Ø 4.3 9.5 1.5	Ø 4.3 10.5 2.5	Ø 4.3 11.5 3.5	Ø 4.3 12.5 4.5	Ø 4.35 10 5.5
Código	TLA-L-CS	TLA-0.75-CS	TLA-1.5-CS	TLA-2.5-CS	TLA-3.5-CS	TLA-4.5-CS	TLASP_CS
Ref. No.	3926	3920	3921	3922	3923	3924	3925

*El transfer de plástico TLASP-CS es adecuado para los siguientes pilares TLA-CS: 3920, 3921, 3922, 3923, and 3924.

PILARES ANGULADOS							
30 NCM							
	Ø 4.3 10.5 10° 1.5	Ø 4.3 11.5 10° 2.5	Ø 4.3 12.5 10° 3.5	Ø 4.3 10.5 20° 1.5	Ø 4.3 11.5 20° 2.5	Ø 4.3 12.5 20° 3.5	
Código	NTLA10-H1.5CS	NTLA10-H2.5CS	NTLA10-H3.5CS	NTLA20-H1.5CS	NTLA20-H2.5CS	NTLA20-H3.5CS	
Ref. No.	3971	3972	3973	3981	3982	3983	

Conexión Cónica
Estrecha (CHC)

PILARES RECTOS							
20 NCM							
	Ø 3.6 13.85 0.75	Ø 3.6 10.7 0.75	Ø 3.6 11.45 0.75	Ø 3.6 12.45 0.75	Ø 3.6 13.45 3.5	Ø 3.6 14.45 4.5	Ø 5 10 5.5
Código	TLA-L-CHC	TLA-0.75-CHC	TLA-1.5-CHC	TLA-2.5-CHC	TLA-3.5-CHC	TLA-4.5-CHC	TLASP_CHC
Ref. No.	3315	3320	3321	3322	3323	3324	3327

*El transfer de plástico TLASP-CHC es adecuado para los siguientes pilares TLA-CHC: 3320, 3321, 3322, 3323, and 3324.

PILARES ANGULADOS							
20 NCM							
	Ø 4.6 12.35 10° 1.5	Ø 4.6 13.35 10° 2.5	Ø 4.6 14.35 10° 3.5	Ø 6.2 12.35 20° 1.5	Ø 6.2 13.35 20° 2.5	Ø 6.2 14.35 20° 3.5	
Código	NTLA10_H1.5-CHC	NTLA10_H2.5-CHC	NTLA10_H3.5-CHC	NTLA20-H1.5-CHC	NTLA20-H2.5-CHC	NTLA20-H3.5-CHC	
Ref. No.	3381	3382	3383	3371	3372	3373	

Pilares para sobredentadura CS / CHC

Conexión Cónica Estándar (CS)


30 NCM



Código	AK-0.75 - CS	AK-1.5 - CS	AK-2.5 - CS	AK-3.5 - CS	AK-4.5 - CS
Ref. No.	3710	3711	3712	3713	3714

Conexión Cónica Estrecha (CHC)

20 NCM



Código	AK0.5-C-CHC	AK1-C-CHC	AK2-C-CHC	AK3-C-CHC	AK4-C-CHC	AK5-C-CHC
Ref. No.	7470	7471	7472	7473	7474	7475


Cada kit de AlphaLoc incluye: Pilar AlphaLoc (de la altura gingival seleccionada), 1 carcasa metálica de acero inoxidable, 4 tapones retentivos, 1 espaciador de bloqueo y 1 tapón de laboratorio.


PAQUETE DE PROCESAMIENTO ALPHALOC			TAPONES RETENTIVOS ALPHALOC		
					
Código	AMPP	AMSTR	AMSTA	AMSOF	AMESO
Ref. No.	4875	4876	4877	4878	4879
Incluye	Carcasa metálica de acero inoxidable, espaciador de bloqueo, tapones retenedores de nailon (violeta, transparente, rosa y amarillo), tapa de laboratorio (negra)				
	Violeta (retención fuerte) Transparente (retención estándar) Rosa (retención suave) Amarillo (retención extra suave)				
	Cada paquete contiene 4 unidades de tapones retenedores del mismo color				

ACCESORIOS ALPHALOC					
TAPÓN DE LABORATORIO (BLACK)	ANILLO ESPACIADOR	COFIA PARA ALPHALOC	ANÁLOGO HEMBRA	HERRAMIENTA DE INSERCIÓN*	HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN *
					
Contenido	4 Uds.	1 Uds.	4 Uds.	4 Uds.	1 Uds.
Código	AML	ABOS	AIC	AFA	AIT
Ref. No.	4882	4883	4884	4885	4886




Análogos y tornillo definitivo CS / CHC


Conexión Cónica Estándar (CS)

ANÁLOGO		TORNILLOS DE TITANIO	
			
Código	IA-CS	STLA-CS	RS
Ref. No.	3459	3510	5110
Instrucciones	Para modelo de escayola	Tornillo de repuesto	Tornillo de recuperación

ANÁLOGO		HERRAMIENTA DE INSERCIÓN
		
Código	AN-PM-CS	APMT_IH_CS
Ref. No.	3838	5459
Instrucciones	Para modelo impreso en 3D	Para modelo impreso en 3D CS/HI/TCT

Conexión Cónica Estrecha (CHC)

ANÁLOGO		PROSTHETIC SCREW CHC	RETRIEVAL SCREW CHC
			
Código	IA-CHC	STLA_CHC_60_DEG	RS-CHC
Ref. No.	7338	5463	7400
Instrucciones	Para modelo de escayola	Tornillo de repuesto	Tornillo de recuperación

ANÁLOGO		HERRAMIENTA DE INSERCIÓN
		
Código	AN-PM-CHC	APMT_CHC
Ref. No.	5458	5460
Instrucciones	Para modelo impreso en 3D	Para modelo impreso en 3d CHC

Nuevo Sistema Multi-Unit

ALPHA™ ARCH

UNIENDO ESTABILIDAD, ESTÉTICA Y CONFIANZA

Alpha Arch es una solución integral para **restauraciones de arcadas totales y parciales**, que potencia la estabilidad, la estética y la confianza clínica. Representa una filosofía clínica que integra biomecánica, excelencia estética, eficiencia en el flujo de trabajo y previsibilidad a largo plazo.



INDICACIONES CLÍNICAS


Puentes implantosoportados totales y parciales

MANEJO MEJORADO Y FÁCIL INTEGRACIÓN EN EL FLUJO DE TRABAJO

MANEJO OPTIMIZADO DE LOS TEJIDOS BLANDOS

AMPLIA GAMA DE ALTURAS GINGIVALES OPCIONES PARA PERSONALIZACIÓN

FLEXIBILIDAD QUIRÚRGICA Y PRESERVACIÓN ÓSEA



CONEXIÓN 4.8 UNIVERSAL

MEJORA BIOMECÁNICA Y ESTABILIDAD A LARGO PLAZO

PRECISIÓN Y ESTÉTICA PROTÉSICA

Nuevo Sistema Multi-Unit

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DEL DISEÑO



BENEFICIOS CLÍNICOS



Flexibilidad y versatilidad protésica



Estética mejorada y predecible



Flujo de trabajo simplificado y eficiente




Mayor estabilidad tisular


DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA



Pilares rectos Multi-Unit estándar Ø 4.8 mm



Pilares angulados Multi-Unit estándar Ø 4.8 mm




Componentes protésicos Multi-Unit Ø 4.8 mm



Pilares rectos Multi-Unit estrechos Ø 3.5 mm



Componentes protésicos Multi-Unit Ø 3.5mm




Flujo de trabajo Alpha-Arch

	Altura Gingival	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm	5.5 mm
	CS	5701	5702	5703	5704	5705
	CHC	5721	5722	5723	5724	5725

	Altura Gingival	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm	5.5 mm
	CS	5601	5602	5603	5604	5605
	CHC	5621	5622	5623	5624	5625

	Altura Gingival	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm
	CS	5661	5662	5663
	CHC	5681	5682	5683

	Altura Gingival	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm
	CS	5761	5762	5763
	CHC	5781	5782	5783



DESTORNILLADORES Y ACCESORIOS



ALPHATM ARCH

UNIENDO ESTABILIDAD,
ESTÉTICA Y CONFIANZA



ESCANEA LOS CÓDIGOS QR PARA:



GUÍA PASO A PASO
ALPHA ARCH



FAQS ALPHA ARCH



LIBRERÍA DIGITAL
PARA SISTEMA CAD/CAM

XENOINJERTO



El xenoinjerto es un material de origen animal utilizado en odontología para **regenerar o reconstruir tejidos óseos** en diferentes procedimientos. Promueven la formación de nuevo hueso en áreas donde se ha perdido estructura ósea, proporcionando una base sólida para futuros implantes.

SUSTITUTOS ÓSEOS



MATRIXOSS™

ORIGEN: PORCINO

PRESENTACIÓN: VIAL O JERINGA

CARACTERÍSTICAS

- Estructura de micro y macro poros, que facilita la adhesión celular.
- Alta porosidad que favorece la formación de nuevos capilares sanguíneos, favoreciendo la formación de nuevo hueso.

INDICACIONES

- Elevaciones de seno y defectos periodontales infraóseos

Referencia	Volumen	Tamaño Partícula	PVP
PMC0510	0.5 cc	0.25 - 1 mm	54€
PMC1010	1 cc	0.25 - 1 mm	81.08€
PMC2010	2 cc	0.25 - 1 mm	142.41€
PMC1020	1 cc	1.0 - 2 mm	81.08€
PMC2020	2 cc	1.0 - 2 mm	142.41€
PMCS05	Jeringa 0.5 cc	0.25 - 1 mm	83.54€

MEMBRANAS REABSORBIBLES



MATRIXFLEX™

GROSOR 0.5 mm

TIEMPO DE REABSORCIÓN 3-4 MESES

CARACTERÍSTICAS

- Membrana de colágeno altamente purificado de origen porcino.
- Rápida reabsorción.
- Elasticidad moderada.

INDICACIONES

- Técnica de la salchicha.
- Defectos de morfología irregular.
- Regeneración en anchura.

Referencia	Tamaño Membrana	Grosor aprox.	PVP
CDMPP1520	15×20 mm	0.5 mm	97.51€
CDMPP2030	20×30 mm	0.5 mm	123.32€
CDMPP3040	30×40 mm	0.5 mm	166.34€



MATRIXDERM™ EXT.

GROSOR 0.5-0.7 mm

TIEMPO DE REABSORCIÓN 9-12 MESES

CARACTERÍSTICAS

- Membrana de colágeno derivada de dermis porcina.
- Reabsorción lenta

INDICACIONES

- Cirugías que requieran una membrana más firme y de mayor tiempo de reabsorción.

Referencia	Tamaño Membrana	Grosor aprox.	PVP
PDMX1520	15×20 mm	0.5 - 0.7 mm	97.51€
PDMX2030	20×30 mm	0.5 - 0.7 mm	123.32€
PDMX3040	30×40 mm	0.5 - 0.7 mm	166.34€

RASCADOR ÓSEO

SAFESCRAPER TWIST

SAFESCRAPER TWIST

- Recolector óseo de hueso cortical autólogo, ideal para todo tipo de defectos.
- Mínimamente invasivo.
- El hueso extraído puede almacenarse temporalmente en condiciones asépticas.
- Permite hacer recolecciones grandes y pequeñas
- Cada tubo contiene 3 unidades envasados individualmente

Referencia	Cantidad	PVP
SAFESCR.C	3 uds.	143€



SISTEMAS DE FIJACIÓN

CHINCHETAS Y COMPLEMENTOS

CHINCHETAS

CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas en Ti Gr5.
- Compatibles con la mayoría de los sistemas.
- Fácil manejo en la colocación.
- Respuesta firme y duradera sobre el material fijado.



Referencia	Ø Base	Long. del Vástago	Estéril	Hueso	Contenido Vial	PVP
514022/10	2.5 mm	3 mm	No	II, III, IV	10 uds.	129€
514010/10	2.5 mm	3 mm	Sí	I	10 uds.	160€
514014/5	2,5	4 mm	Sí	I	5 uds.	88€

COMPLEMENTOS



APLICADOR DE CHINCHETAS

- Mango anatómico y ligero.
- Fabricado en aleación aeronáutica de aluminio y zinc.
- Punta desmontable de acero inoxidable.

Referencia	Color	PVP
570775	Azul	106€



PORTACHINCHETAS

- Fabricadas acero inoxidable.
- Capacidad para 14 chinchetas

Referencia	PVP
570582	150€



MARTILLO

- Diseño ergonómico, ligero y resistente.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Ranura en el mango que favorece el agarre.

Referencia	PVP
100340	115€

MICROTORNILLOS

Fijación estable y predecible para membranas de regeneración ósea guiada.




KIT DE MICROTORNILLOS

El kit incluye: destornillador manual, mango y destornillador de contra ángulo.

REF.: 999-000248

390€



MICROTORNILLOS

Microtornillos autorroscantes o autoperforantes para fijación de láminas.

22€



Autorroscantes Ø vástago 1,2 Ø cabeza 1,6							
Ref.:	16-710-05	16-710-06	16-710-07	16-710-08	16-710-09	16-710-11	16-710-13
ALTURA	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm	9 mm	11 mm	13 mm

Autorroscante de rescate Ø vástago 1,4 Ø cabeza 1,9				
Ref.:	16-711-05	16-711-07	16-711-09	16-711-11
ALTURA	5 mm	7 mm	9 mm	11 mm

Autoperforantes Ø vástago 1,2 Ø cabeza 1,6						
Ref.:	16-712-05	16-712-07	16-712-09	16-712-11	16-712-13	16-712-15
ALTURA	5 mm	7 mm	9 mm	11 mm	13 mm	15 mm

MANGO DESTORNILLADOR UNIVERSAL




Ref:48-910-50

185,63€

DESTORNILLADORES MICROTORNILLOS 70€



Ref: 16-910-69
Punta de destornillador contra-ángulo autorretenedora, accionamiento en cruz.



Ref: 16-910-67
Punta de destornillador manual, autorretenedora, accionamiento en cruz.

FRESAS HELICOIDALES PARA MICROTORNILLOS 46€



Ref: 16-910-85
Broca helicoidal, Ø 1,3 x 47 mm, para tornillos de hasta 5 mm de longitud.




Ref: 16-910-90
Broca helicoidal, Ø 1,3 x 50 mm, para tornillos de hasta 8 mm de longitud.

CONVIERTE TU ESCÁNER EN UN SISTEMA DE FOTOGRAMETRÍA



MÁS PRECISIÓN, MENOS ESFUERZO

Consigue con nuestro Kit de TruAbutment la **pasividad** en tus escaneos de arcadas completas.




ABUTMENT
tru


Un ejemplo perfecto de que **Menos Es Más**
Precisión media de escaneado

27 μ m

Métodos convencionales



ioconnect



Los Scan Bodies ioConnect™ están diseñados específicamente para **minimizar el escaneado necesario en los casos de arcada completa**.



SISTEMA ABIERTO

- Compatible con cualquier software dental CAD para la importación y el diseño de datos.



ÁREA DE ESCANEO MINIMIZADA

- Concéntrate solo en escanear el área azul para reducir errores. Acceso más fácil y menor tiempo de escaneo.



DETECCIÓN MUA SIN ESFUERZO CON TU IOS

- Convierte escáner intraoral (IOS) para lograr el mismo flujo de trabajo que un sistema de fotogrametría.



MÚLTIPLES OPCIONES

- Disponibles múltiples tamaños (S, M, L) para elegir según la posición del implante y la anatomía de cada paciente.

UNA SOLUCIÓN PARA SUPERAR LAS LIMITACIONES

01. Escanea



02. Procesa datos (software)



03. Exporta datos .STL






LA NUEVA ERA DE LA FOTOGRAMETRÍA DENTAL

PRECISIÓN DE MICRAS Y AJUSTE PASIVO PARA EL ALL-ON-X

El primer sistema de fotogrametría dental compacto que utiliza la potencia del iPad Pro para capturar posiciones de implantes con precisión micrométrica garantizada.



¿QUÉ ES T-MARKER?

T-Marker™ es un sistema de fotogrametría digital diseñado para capturar con alta precisión la posición de los Multi-Unit en rehabilitaciones completas.

Funciona con iPad Pro y marcadores físicos inteligentes, generando archivos STL abiertos listos para laboratorio.

Sin cámaras externas. Sin hardware complejo. Solo captura precisa, directa y reproducible.

En esencia: Una nueva forma de registrar casos All-on-X con control real desde clínica.

¿POR QUÉ USARLO?

Porque el problema no es escanear. El problema es la pasividad.

Cuando la estructura no asienta:

- Pierdes tiempo.
- Repites procesos.
- Comprometes resultados.

T-Marker™ elimina esa incertidumbre desde el origen.

Captura la posición real de los Multi-Unit Alpha-Arch con una precisión media en rango clínico de sistemas de alto coste, permitiendo fabricar estructuras con ajuste pasivo real desde el primer diseño.

No es tecnología. Es control clínico.

ESTO TE INTERESA

Descubre aquí el paso a paso



¿QUÉ NECESITAS PARA USAR T-MARKER?

- iPad Pro 11
- Marcadores T-Marker
- Software (consultar plan de suscripción)

03 Exportar

Exporta el archivo .stl mediante AirDrop o correo electrónico

email airdrop descargar

04 Importar

Sube los datos de MUA y tejido gingival al software CAD

02 Guardar y enviar

Guarda el caso y envíalo a través de TruSuite

01 Detectar

Detecta los T-Markers usando un iPad


05 CAD

Diseña tu prótesis

06 Entrega

Entrega de la prótesis

SOLUCIÓN PARA SUPERAR LAS LIMITACIONES



ESCÁNERES INTRAORALES

3shape 

MEJOR PARA ELLOS. MEJOR PARA TI

Embárcate en el mundo de la odontología digital de la mano de 3Shape TRIOS® y descubre todas sus ventajas. 3Shape te ofrece una forma **más rápida, más cómoda y más sencilla** de realizar impresiones.

NUEVO TRIOS 6 | TECNOLOGÍA DE ESCANEAMIENTO REVOLUCIONARIA



- Calidad de escaneo TRIOS redefinida y tecnología hiperspectral avanzada.
- Revisión de diagnósticos con el nuevo DxPlus, asistido por IA que ofrece resultados objetivos y coherentes para caries, desgaste dental, recesión gingival y placa.
- Comunicación con el paciente redefinida con la nueva aplicación DENTAL HEALTH

TRIOS 3 WIRED



HAY UNA RAZÓN POR LA QUE TE ENCANTA

- Impresiones precisas de escaneo y envío.
- Colores realistas.
- 3 "Engagement Apps" incluidas.
- Soporte mejorado más ligero, más pequeño y con menos cables.
- Compatible con Invisalign

TRIOS 5 WIRELESS



HIGIÉNICO, ERGONÓMICO. MENOS ESFUERZO

- Más pequeño, más ligero. Se adapta perfectamente a la mano.
- Nueva tecnología ScanAssist (perfectos resultados de escaneo)
- Trios Share, mejora la conectividad

TRIOS CORE WIRED



PRECISO. RÁPIDO. FÁCIL. ¡COMO SIEMPRE!

- Basado en IA
- Precisión y velocidad de escaneo extraordinaria
- Pensado para flujos de trabajo de envío al laboratorio



**ESCANEAY,
¡PIDE
TÚ DEMO!**

IMPRESIÓN 3D



ESCANEA
Y, ¡PIDE
TÚ DEMO!

ODONTOLOGÍA DIGITAL DE VANGUARDIA

El **ecosistema completo de SprintRay** incluye diseño con IA, impresiones de gran precisión y posprocesamientos sencillos, para que puedas pasar **del escaneado a la impresión en menos de una hora**, todo ello con una formación mínima.



IMPRESIÓN 3D



SPRINTRAY PRO 2

Rendimiento y precisión.

- 3 veces más precisa.
- Rendimiento multiplicado por 4
- Mayor compatibilidad entre diferentes flujos de trabajo



MIDAS

Las restauraciones nunca han sido tan sencillas y simples.

- Imprime restauraciones completas en pocos minutos.
- Con el software AI Studio, genera diseños mediante IA.
- Sus cápsulas permiten trabajar con resinas de alta densidad.

CURADO



NANOCURE

Eleva las impresiones a un nuevo nivel de excelencia mecánica y estética.

- Combinación de velocidad, potencia y química.
- Acelera el flujo de trabajo.
- Formato compacto

LAVADO Y SECADO



PROWASH S

Más limpio, más rápido.

- Lavado en 2 fases
- Secado completo de las piezas impresas en solo 9 minutos

MATERIALES DE IMPRESIÓN

Te presentamos nuestra **selección de resinas para impresión dental 3D** desarrolladas y probadas para obtener resultados de alta calidad y sacar el máximo partido a las impresoras SprintRay. Disponemos de una gran selección de materiales biocompatibles y de modelos.



Referencia	Producto	Uso	Cantidad	Compatible	PVP
RESINAS SPRINTRAY					
SRI-020216	Retainer	Retenedores	500 gr	Pro 95S/Pro 2	479€
SRI-0205011	Surgical Guide 3	Guías quirúrgicas	1 Kg	Pro 95S/Pro 2	349€
SRI-0202010	Die & Model 2 Tan	Modelos dentales	1 Kg	Pro 95S/Pro 2	149€
SRI-0202011	Die & Model 2 Grey	Modelos para alineadores	1 Kg	Pro 95S/Pro 2	149€
SRE-0620001	Dental Model Dune	Modelos dentales	3 Kg	Pro 95S/Pro 2	319€
SRE-0620002	Dental Model Graphite	Modelos para alineadores	3 Kg	Pro 95S/Pro 2	319€
SRI-0202015	Night Guard Flex	Férulas de descarga flexible	1 Kg	Pro 95S/Pro 2	450€
SRI-0202147	Night Guard Firm 2	Férulas de descarga rígidas	1 Kg	Pro 95S/Pro 2	450€
SRE-1001624	Temporary Crown & Teeth Bleach	Coronas y puentes temporales	1 Kg	Pro 95S/Pro 2	550€
SRE-1001441	Temporary Crown & Teeth A1	Coronas y puentes temporales	1 kg	Pro 95S/Pro 2	550€
SRE-1001442	Temporary Crown & Teeth A2	Coronas y puentes temporales	1 kg	Pro 95S/Pro 2	550€
SRE-1001443	Temporary Crown & Teeth A3	Coronas y puentes temporales	1 kg	Pro 95S/Pro 2	550€
SRE-1001617	Temporary Crown & Teeth A3.5	Coronas y puentes temporales	1 kg	Pro 95S/Pro 2	550€
SRE-1001618	Temporary Crown & Teeth B1	Coronas y puentes temporales	1 kg	Pro 95S/Pro 2	550€
SRE-1001623	Temporary Crown & Teeth B2	Coronas y puentes temporales	1 kg	Pro 95S/Pro 2	550€
SRE-0205040	Crown A1	Coronas y carillas definitivas	500 gr	Pro 95S/Pro 2	590€



Referencia	Producto	Uso	Cantidad	Compatible	PVP
SRE-0205041	Crown A2	Coronas y carillas definitivas	500 gr	Pro 95S/Pro 2	590€
SRI-0202056	Ceramic Crown Bleach	Coronas definitivas	250 gr	Pro 95S/Pro 2	390€
SRI-0202057	Ceramic Crown A1	Coronas definitivas	250 gr	Pro 95S/Pro 2	390€
SRI-0202086	Ceramic Crown A2	Coronas definitivas	250 gr	Pro 95S/Pro 2	390€
SRI-0202087	Ceramic Crown A3	Coronas definitivas	250 gr	Pro 95S/Pro 2	390€
SRI-0202058	Ceramic Crown B1	Coronas definitivas	250 gr	Pro 95S/Pro 2	390€
SRI-0202089	Ceramic Crown C2	Coronas definitivas	250 gr	Pro 95S/Pro 2	390€
SRI-0202122	Ceramic Crown D2	Coronas definitivas	250 gr	Pro 95S/Pro 2	390€
SRI-0202123	ONX Tough 2 A1	Prótesis híbridas fijas	500 gr	Pro 95S/Pro 2	749€
SRI-0202124	ONX Tough 2 A2	Prótesis híbridas fijas	500 gr	Pro 95S/Pro 2	749€
SRI-0202126	ONX Tough 2 B1	Prótesis híbridas fijas	500 gr	Pro 95S/Pro 2	749€
SRI-0202125	ONX Tough 2 Bleach	Prótesis híbridas fijas	500 gr	Pro 95S/Pro 2	749€
SRI-0202164	ONX Tough 2 Hollywood White	Prótesis híbridas fijas	500 gr	Pro 95S/Pro 2	749€
SRI-0202153	Apex Base Light Pink	Prótesis dentales removibles	1 Kg	Pro95S/Pro 2	679€
SRI-0202157	Apex Teeth A1	Prótesis dentales removibles	500 gr	Pro95S/Pro 2	399€
SRI-0202187	Apex Flex Standard Pink	Prótesis dentales removibles	500 gr	Pro95S/Pro 2	429€
SRI-0202188	Apex Flex Light Pink	Prótesis dentales removibles	500 gr	Pro95S/Pro 2	429€



Referencia	Producto	Uso	Cantidad	Compatible	PVP
RESINAS SPRINTRAY PARA MIDAS					
SRI-0204010	Ceramic Crown cápsula A1	Coronas definitivas	Pack 3 uds.	Midas	59€
SRI-0204011	Ceramic Crown cápsula A2	Coronas definitivas	Pack 3 uds.	Midas	59€
SRI-0204012	Ceramic Crown cápsula B1	Coronas definitivas	Pack 3 uds.	Midas	59€
SRI-0204014	Ceramic Crown cápsula A3	Coronas definitivas	Pack 3 uds.	Midas	59€
SRI-0204013	Ceramic Crown cápsula Bleach	Coronas definitivas	Pack 3 uds.	Midas	59€
SRI-0204053	ONX Tought 2 cápsula A1	Prótesis híbridas fijas	Pack 3 uds.	Midas	69€
SRI-0204056	ONX Tought 2 cápsula Bleach	Prótesis híbridas fijas	Pack 3 uds.	Midas	69€
SRI-0204030	Crown HT A1	Coronas definitivas + 60% cerámica	Pack 3 uds.	Midas	65€
SRI-0204031	Crown HT A2	Coronas definitivas + 60% cerámica	Pack 3 uds.	Midas	65€
SRI-0204032	Crown HT A3	Coronas definitivas + 60% cerámica	Pack 3 uds.	Midas	65€
SRI-0204033	Crown HT B1	Coronas definitivas + 60% cerámica	Pack 3 uds.	Midas	65€
SRI-0204034	Crown HT Bleach	Coronas definitivas + 60% cerámica	Pack 3 uds.	Midas	65€



Referencia	Producto	Uso	Cantidad	Compatible	PVP
RESINAS KEYPRINT					
4220002	KeyMask	Encías para modelos	500 gr	Pro 95S	182€
4220004	KeySplint Hard	Férulas rígidas	1 kg	Pro 95S	442€
4220005	KeySplint Soft	Férulas de descarga flexibles	1 kg	Pro 95S/Pro 2	442€
4220401	KeyDenture Try-in A1	Prótesis de prueba biocompatibles	1 kg	Pro 95S	259€
4220001	KeyGuide	Guías Quirúrgicas	1kg	Pro 95S	249,6

MICROMOTOR

Disponemos de sistemas de micromotores compactos y ligeros, con tecnología de calibración avanzada

SURGIC PRO 2 (CON LUZ)

OPERABILIDAD-SEGURIDAD-CONECTIVIDAD



- Potencia hasta 80 Ncm.
- Experiencia de trabajo más efectiva, segura y cómoda.
- Display sensible y seguro.
- Luz LED de color de alta resolución: mayor visibilidad.
- Silencioso y suave.
- Máxima precisión de torque.
- Conexión inalámbrica con múltiples dispositivos.
- Ligero pedal de control inalámbrico.

PIEZOELÉCTRICO

Conoce nuestros piezoeléctricos ultrasónicos con potentes sistemas LED, diseñados para aplicaciones como cirugía ósea, elevación de seno, cirugía periodontal y endodóntica. Estos equipos ofrecen precisión y eficiencia, asegurando procedimientos quirúrgicos seguros y efectivos.

VARIOSURG 3

UN ULTRASONIDO DE RENDIMIENTO EXCEPCIONAL



- Pieza de mano más ligera
- 3 modos: cirugía, endodoncia y periodoncia.
- 9 programas: cirugía (x5), endodoncia (x2) y periodoncia (x2).
- Luz led regulable.
- Función de retroalimentación.
- Función de puesta a punto automática.



MONITORIZADOR DE OSTEointegración

OSSEO 100

Osseo 100 mide la osteointegración y estabilidad del implante, ayudando a los profesionales a determinar el momento óptimo para la fase protésica. Con más de 800 estudios respaldando su tecnología RFA, ofrece seguridad basada en evidencia científica para mejores resultados clínicos.



Armonización Orofacial

Soluciones innovadoras que llegan a tu clínica para quedarse y transformar la experiencia de tus pacientes.

En el sector odontológico son cada vez más los pacientes que demandan tratamientos que no solo mejoren su salud oral, sino que también contribuyan a una mejor apariencia facial. Para poder ampliar la práctica en las clínicas dentales y cubrir dicha demanda, M1O ofrece una selección exclusiva de productos de estética facial adaptados específicamente para el tercio inferior del rostro, área en la que los odontólogos pueden trabajar con eficacia y seguridad: ácido hialurónico, hilos tensores, mascarillas... A través de nuestra alianza con marcas reconocidas, proporcionamos productos de vanguardia que **permiten a los profesionales del sector alcanzar resultados excepcionales y satisfacer las necesidades estéticas de sus pacientes.**



APOSTAMOS POR LA CIENCIA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN

Descubre la experiencia de aprender con nosotros



En Alpha-Bio Iberia tenemos un claro compromiso con la tecnología y la ciencia. Sabemos que ambos campos son esenciales para el avance de la odontología, y ofrecemos a profesionales del sector como tú, la oportunidad de capacitarse para poder aplicar en la práctica diaria en clínica las técnicas más vanguardistas, con los productos más innovadores del mercado.

Para ello, cada año, organizamos y colaboramos con cursos formativos respaldados por los mejores expertos e instituciones del sector. Cada una de nuestras formaciones es una oportunidad para actualizar tus conocimientos y dominar las últimas técnicas con la confianza y la garantía de poder aplicarlas cada día en tu clínica, mejorando la calidad y el servicio que ofreces a tus pacientes.

¡Dale un impulso a tu carrera y descubre la experiencia de aprender con nosotros!

Oferta Formativa
CONSÚLTALA AQUÍ





Para realizar tu pedido, contacta con nosotros en nuestro **teléfono de atención al cliente 605 834 660** o directamente con tu delegado de zona

contacto@alphabio-iberia.com | alphabio-iberia.com

Envío gratuito 24 horas dentro de la Península en pedidos superiores a 120€. Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, a consultar. Posibilidad de entrega en menos de 24 horas sujeta a suplemento. En pedidos inferiores, el coste del envío es de 8€ + IVA. Medical 10 S.L. solo garantiza el resultado de los procesos, siempre que realicen exclusivamente con los productos que Alpha-Bio Iberia comercializa.